処置・手術時の患部の止血等に



患部ガーゼ

- ▶ 綿 100%ガーゼ
- ひも付、X線造影材入り など用途に応じて使い分け可能

ひもタイプ



縁取り(ガーゼ四隅部)



本縫い(端折縫い)

X線造影材入り(ブルー)

※11056を除く



▮患部ガーゼ

医療機器

品コード	種類(単位:cm)			ひもタイプ	縁取り	重量	単位	内箱入数	外箱入数	バーコード
11056	#0	30×30	2層	ひもなし (ハンカチガーゼ)	本縫い	約7.1g/枚	枚	100枚/包	5包(500枚) /ケース	4904820110566

●販売名:アメディーゼガーゼスワブ●届出番号: 27B1X00112110300●一般医療機器(クラスI)●一般的名称: 綿状パッド

オーバーロック

▮患部ガーゼX

X線造影材入り(ブルー)

医療機器

品コード	種類(単位:cm)			ひもタイプ	縁取り	重量	単位	内箱入数	外箱入数	バーコード
11114	#0	30×30	4層	ひもなし	オーバーロック	約 12.3g/枚	袋	100枚/包	2包(200枚) /ケース	4904820111143
11185	#0	30×40	2層	(ハンカチガーゼ)	本縫い	約 9.4g/枚	袋	100枚/包	5包(500枚) /ケース	4904820111853
11112		30×30	2層4折	1本ひも	オーバーロック	約7.3g/枚	袋	100枚/包	2包(200枚) /ケース	4904820111129
11063	#1	30×30	4層			約14g/枚	袋	100枚/包	2包(200枚) /ケース	4904820110634
11352		30×40	6層			約 26.2g/枚	袋	50枚/包	4包(200枚) /ケース	4904820113529
11064	#2	30×30	4層	輪ひも		約 14.1g/枚	袋	100枚/包	2包(200枚) /ケース	4904820110641

- ●販売名:アメディーゼX 患部ガーゼ●届出番号:27B1X00112105200●一般医療機器(クラスI)●一般的名称:X 線造影材入りスポンジ
- X 線造影糸入 (ブルー)

∥アブドーミナルX

X線造影材入り(ブルー)





- ▶ 事前に前洗いしているため、柔らかさと吸収力がアップ
- ▶ 造影テープ入りで、従来の X線造影糸に比べ X線写真に写りやすい
- ▶ 無蛍光、ラテックスフリー

医療機器

品コード		種類(単位:cm)		ひもタイプ	縁取り	重量	単位	内箱入数	外箱入数	バーコード
11076	#1	45×45 (伸長時)	4層	輪ひも	本縫い	約22g/枚	袋	15袋(1袋5枚入)/箱	4箱(60袋) /ケース	4904820110764

●販売名:滅菌アメディーゼ×患部ガーゼ ●届出番号:27B1X00112205200 ●一般医療機器 (クラスI) ●一般的名称:X線造影材入りスポンジ

● X 線造影テープ入 (ブルー) ● 25 cm×30 cm (縮小時)、25 cm (紐) ●無蛍光

※記載の重量は基準値のため、若干の重量誤差は発生いたします

amethyst ^{大衛株式会社}

■お問い合わせ・資料請求先

□札	幌	TEL.011-817-3600	□南関東	TEL.03-5981-7180	広	島	TEL.082-211-2166
□仙	台	TEL.022-225-2745	□名古屋	TEL.052-369-4110	福	畄	TEL.092-622-8415
□東	京	TEL.03-5981-7180	□ 学研都市	TEL.072-856-6531	コンシニ	ューマ事	業本部

□ 東 □ 北関東 TEL.03-5981-7180 □ 大 阪 TEL.06-6928-7245

TEL.052-355-2711

