



# Medical

アメジストメディカル総合カタログ

**SINCE 1951**

Without deviating from our mission as a "Protector of Beautiful Life" we will continue to provide to our customers the things they need, making them happy and satisfied.



## 医療現場に、 安心と安全を




「アメジストメディカル®」は、  
医療従事者様や患者様に触れる  
繊細な“COCORO”で  
「医療現場」で求められる安全と品質をプラスし、  
より高品位な製品を生み続けます。

**ONE→way®**

- ☐ 病院の業務の効率化と感染対策の提供
- ☐ ISO13485の管理に基づく医療材料の提供
- ☐ 安全・安心な滅菌製品の提供
- ☐ 物流管理システム(GS1-128コード)に基づく製品のトレーサビリティの確保と  
安定的な製品の供給体制
- ☐ 医療現場の用途やニーズに合わせた最適な素材の選定を行い商品を開発

## ガーゼの折り方



## ply(プライ)とは

折りたたんだ状態のガーゼが何層になっているかを表す単位です。  
例：8ply=8 層 または 8 重

## 当社製品の主な滅菌方法

### AC滅菌 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)

高温高圧の飽和水蒸気によって微生物を殺滅する滅菌方法です。

### EOG滅菌 エチレンオキシドガス滅菌

エチレンオキシドガス(EOG)によって微生物を殺滅する滅菌方法です。

### ガンマ線滅菌 ガンマ線滅菌

ガンマ線照射による作用によって微生物を殺滅する滅菌方法です。

# INDEX

|                  |                   |       |    |  |               |               |          |
|------------------|-------------------|-------|----|--|---------------|---------------|----------|
| <b>処置キット</b>     | カスタムキット           | ..... | 5  |  | オイフ・アナフ       | .....         | 49       |
|                  | ガーゼ               | ..... | 6  |  | 産婦人科          | .....         | 51       |
|                  | X線造影材入ガーゼ         | ..... | 8  |  | 一般外科          | .....         | 55       |
| <b>ガーゼ製品</b>     | 不織布ガーゼ            | ..... | 10 |  | 整形外科          | .....         | 58       |
|                  | ドレーン・Y字ガーゼ        | ..... | 14 |  | その他（泌尿器科）     | .....         | 59       |
|                  | ガーゼスワブ（綿糸ガーゼ）     | ..... | 15 |  | その他（眼科）       | .....         | 59       |
|                  | 創面ドレッシング          | ..... | 16 |  | 手術室<br>周辺製品   | ドレープ小物        | ..... 60 |
|                  | ドレッシングセット         | ..... | 18 |  |               | 器械台カバー        | ..... 61 |
|                  | 脱脂綿               | ..... | 19 |  |               | 医療補助製品        | ..... 62 |
| <b>脱脂綿製品</b>     | 綿球                | ..... | 20 |  | <b>滅菌包材製品</b> | 滅菌用ラップ        | ..... 64 |
|                  | 綿棒                | ..... | 22 |  |               |               |          |
|                  | アルコール綿            | ..... | 24 |  | <b>患者用品</b>   | 患者用ガウン        | ..... 66 |
|                  | 清浄綿               | ..... | 26 |  |               | 検査衣           | ..... 67 |
| <b>包帯製品</b>      | ホータイ              | ..... | 28 |  |               | レギンスカバー       | ..... 68 |
| <b>清拭製品</b>      | 環境清拭用クロス          | ..... | 30 |  |               | 耳帯・三角巾        | ..... 69 |
|                  | 拭き取り用タオル          | ..... | 31 |  |               | 胸帯            | ..... 69 |
| <b>マット・シート製品</b> | 吸水防水シート           | ..... | 34 |  | <b>看護製品</b>   | 腹帯            | ..... 70 |
|                  | 吸水防水シート（ノンスリップ加工） | ..... | 37 |  |               | 丁字帯           | ..... 71 |
|                  | マットレス・ストレッチャーカバー  | ..... | 37 |  |               | 使い捨てショーツ      | ..... 71 |
|                  | 吸収マット             | ..... | 38 |  |               | 術後パットマルチ      | ..... 72 |
|                  | 手術用ガウン            | ..... | 40 |  |               | ワンタッチ肌着       | ..... 73 |
|                  | アイソレーションガウン       | ..... | 42 |  |               | ガーゼ寝巻         | ..... 74 |
| <b>PPE製品</b>     | エプロン              | ..... | 43 |  |               | 水溶性ランドリーバッグ   | ..... 76 |
|                  | シューズカバー / アームカバー  | ..... | 44 |  |               | 滅菌タオル         | ..... 77 |
|                  | キャップ              | ..... | 45 |  | <b>その他の製品</b> | 晒木綿 / 大人用紙おむつ | ..... 78 |
|                  | サージカルマスク          | ..... | 46 |  |               | ICG 関連        | ..... 79 |
|                  | グローブ              | ..... | 47 |  |               | 看護教育教材        | ..... 79 |
|                  | 個人防護用キット          | ..... | 48 |  |               | エンゼルセット       | ..... 80 |

※商品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります。 ※商品の色は印刷のため、実物と多少異なる場合があります。  
※在庫状況によってはお届けまでに時間がかかる、または代替品で対応させていただく場合がありますので、ご了承ください。

## <アイコン凡例>

|                |                            |                               |           |             |                    |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| <b>EOG滅菌済</b>  | EOG(エチレンオキシドガス)滅菌済です       | <b>EOG</b>                    | <b>AC</b> | <b>プラズマ</b> | EOG 滅菌が可能です        |
| <b>AC滅菌済</b>   | AC(オートクレーブ)滅菌済です           | <b>EOG</b>                    | <b>AC</b> | <b>プラズマ</b> | EOG・AC 滅菌が可能です     |
| <b>ガンマ線滅菌済</b> | ガンマ線滅菌済です                  | <b>EOG</b>                    | <b>AC</b> | <b>プラズマ</b> | EOG・プラズマ滅菌が可能です    |
| <b>第3類医薬品</b>  | 医薬品に該当する製品です (P.84 ー覧)     | <b>EOG</b>                    | <b>AC</b> | <b>プラズマ</b> | EOG・AC・プラズマ滅菌が可能です |
| <b>医薬部外品</b>   | 医薬部外品に該当する製品です (P.84 ー覧)   | <b>EOG</b>                    | <b>AC</b> | <b>プラズマ</b> | <b>ホルムアルデヒド</b>    |
| <b>化粧水類</b>    | 化粧水類に該当する製品です (P.84 ー覧)    | EOG・AC・プラズマ・低温ホルムアルデヒド滅菌が可能です |           |             |                    |
| <b>医療機器</b>    | 医療機器に該当する製品です (P.85~86 ー覧) |                               |           |             |                    |







# ガーゼ

- ▶ 綿 100%のガーゼ
- ▶ 個包装タイプもあり用途に応じて使い分け可能



<ガーゼ 1m/10m>

## II ガーゼ

医療機器

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm)                   | 単位 | 内箱入数       | 外箱入数                    |
|-------|-----|-------------------------------|----|------------|-------------------------|
| 10066 | 1m  | 30×1m<br>15×9<br>(折り上がりサイズ)   | 袋  | 20 袋 / ポリ袋 | 20 ポリ袋<br>(400 袋) / ケース |
| 10069 | 10m | 30×10m<br>15×15<br>(折り上がりサイズ) | 袋  | 10 袋 / ポリ袋 | 6 ポリ袋<br>(60 袋) / ケース   |
| 10001 | 80m | 30×80m<br>(2 疋)               | 個  | —          | 10 個 / ケース              |

●販売名: アメディーゼ ●届出番号: 27B1X00112102000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: 医療ガーゼ ●素材: 綿 100%



<アメディーゼ>

## II アメディーゼ (手術用ガーゼ)

医療機器

| 品コード  | 種類                 | 規格 (単位: cm)                       | 単位 | 外箱入数       |
|-------|--------------------|-----------------------------------|----|------------|
| 13360 | 30×30 7 折<br>300 入 | 30×30 7 折 300 枚入 重量: 3.0 g±8% / 枚 | 包  | 10 包 / ケース |
| 13362 | 30×15 平折<br>600 入  | 30×15 平 600 枚入                    | 包  | 10 包 / ケース |
| 13363 | 30×15 2 折<br>600 入 | 30×15 2 折 600 枚入                  | 包  | 10 包 / ケース |

●販売名: アメディーゼ ●届出番号: 27B1X00112102000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: 医療ガーゼ



<アメディーゼ W>

## II アメディーゼ W (手術用ガーゼ)

医療機器

| 品コード  | 種類                  | 規格 (単位: cm)                           | 単位 | 外箱入数       |
|-------|---------------------|---------------------------------------|----|------------|
| 13743 | 30×30 平折<br>300 入   | 30×30 平 300 枚入 重量: 3.0 g±8% / 枚       | 包  | 10 包 / ケース |
| 13744 | 30×30 2 折<br>300 入  | 30×30 2 折 300 枚入 重量: 3.0 g±8% / 枚     | 包  | 10 包 / ケース |
| 13626 | 30×30 4 折<br>300 入  | 30×30 4 折 300 枚入 重量: 3.0 g±8% / 枚     | 包  | 10 包 / ケース |
| 13854 | 30×30 6 折<br>300 入  | 30×30 6 折 300 枚入 重量: 3.0 g±8% / 枚     | 包  | 10 包 / ケース |
| 13747 | 30×30 8 折縦<br>300 入 | 30×30 8 折 (縦) 300 枚入 重量: 3.0 g±8% / 枚 | 包  | 10 包 / ケース |
| 13637 | 30×30 8 折並<br>300 入 | 30×30 8 折 (並) 300 枚入 重量: 3.0 g±8% / 枚 | 包  | 10 包 / ケース |


●販売名: アメディーゼ ●届出番号: 27B1X00112102000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: 医療ガーゼ



<シキベツガーゼ>

## シキベツガーゼ

| 品コード  | 種類      | 規格 (単位: cm) |    |       |         | 単位 | 外箱入数    |
|-------|---------|-------------|----|-------|---------|----|---------|
| 13056 | 4折 100入 | 30×30       | 4折 | 100枚入 | グリーンに着色 | 包  | 20包/ケース |




<患部ガーゼ #0>

## 患部ガーゼ

医療機器

| 品コード  | 種類          | 規格 (単位: cm) |    |         |                 | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数            |
|-------|-------------|-------------|----|---------|-----------------|----|----------|-----------------|
| 11056 | #0 30×30 2重 | 30×30       | 2重 | ハンカチガーゼ | 重量: 約 7.1 g / 枚 | 枚  | 100枚 / 包 | 5包 (500枚) / ケース |

●縁取り: 本縫い ●販売名: アメディーゼガーゼスワブ ●届出番号: 27B1X00112110300  
●一般医療機器 (クラスI) ●一般的名称: 綿状パッド



## トレーガーゼ

- ▶ 処置に応じて使い分け可能 ※体内に入れるガーゼはX線造影材入りガーゼをご使用ください
- ▶ 折り方によって色を分けており、識別しやすい

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード      | 種類      | 規格 (単位: cm) |        |      |  | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数            |
|-----------|---------|-------------|--------|------|--|----|--------|-----------------|
| 13950     | 4折 2入   | 30×30       | 4折     | 2枚入  |  | 袋  | 50袋/箱  | 6箱 (300袋)/ ケース  |
| 13951     | 4折 5入   | 30×30       | 4折     | 5枚入  |  | 袋  | 35袋/箱  | 6箱 (210袋)/ ケース  |
| 13952     | 4折 10入  | 30×30       | 4折     | 10枚入 |  | 袋  | 20袋/箱  | 6箱 (120袋)/ ケース  |
| 13953     | 4折 20入  | 30×30       | 4折     | 20枚入 |  | 袋  | 10袋/箱  | 6箱 (60袋)/ ケース   |
| (※) 13954 | 4折 30入  | 30×30       | 4折     | 30枚入 |  | 袋  | 6袋/箱   | 6箱 (36袋)/ ケース   |
| 13855     | 6折 5入   | 30×30       | 6折     | 5枚入  |  | 袋  | 30袋/箱  | 16箱 (480袋)/ ケース |
| 13857     | 6折 10入  | 30×30       | 6折     | 10枚入 |  | 袋  | 15袋/箱  | 16箱 (240袋)/ ケース |
| 13955     | 8折並 1入  | 30×30       | 8折 (並) | 1枚入  |  | 袋  | 120袋/箱 | 8箱 (960袋)/ ケース  |
| 13956     | 8折並 2入  | 30×30       | 8折 (並) | 2枚入  |  | 袋  | 80袋/箱  | 8箱 (640袋)/ ケース  |
| 13957     | 8折並 5入  | 30×30       | 8折 (並) | 5枚入  |  | 袋  | 35袋/箱  | 8箱 (280袋)/ ケース  |
| 13959     | 8折並 10入 | 30×30       | 8折 (並) | 10枚入 |  | 袋  | 20袋/箱  | 8箱 (160袋)/ ケース  |
| 13960     | 16折 1入  | 30×30       | 16折    | 1枚入  |  | 袋  | 50袋/箱  | 12箱 (600袋)/ ケース |


●販売名: 滅菌アメディーゼ ●届出番号: 27B1X00112202000 ●一般医療機器 (クラスI) ●一般的名称: 医療ガーゼ (※) 13954は受注生産品となります

# X 線造影材入ガーゼ

▶ X線造影糸を織り込んだ綿 100%の手術用ガーゼ



<アメディーゼ X>



## II アメディーゼX（手術用ガーゼ）

医療機器

| 品コード  | 種類            | 規格（単位：cm）                                  | 単位 | 外箱入数      |
|-------|---------------|--------------------------------------------|----|-----------|
| 13201 | 30×30 平 300入  | 30×30 平 300枚入 重量：3.3 g±8% / 枚              | 包  | 10包 / ケース |
| 13203 | 30×30 2折 300入 | 30×30 2折 300枚入 重量：3.3 g±8% / 枚 ※ 10枚単位（組込） | 包  | 10包 / ケース |
| 13206 | 30×30 4折 300入 | 30×30 4折 300枚入 重量：3.3 g±8% / 枚 ※ 10枚単位（組込） | 包  | 10包 / ケース |
| 13148 | 30×30 7折 300入 | 30×30 7折 300枚入 重量：3.3 g±8% / 枚             | 箱  | 10箱 / ケース |
| 13230 | #15 平 600入    | 30×15 平 600枚入                              | 包  | 10包 / ケース |
| 13236 | 30×15 2折 600入 | 30×15 2折 600枚入                             | 包  | 10包 / ケース |

●販売名：アメディーゼX ●届出番号：27B1X00112104000 ●一般医療機器（クラスI）  
●一般的名称：X線造影材入りガーゼ ●X線造影糸入（ブルー） ●無蛍光

## II アメディーゼX（滅菌済手術用ガーゼ）

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類     | 規格（単位：cm）     | 単位 | 内箱入数    | 外箱入数            |
|-------|--------|---------------|----|---------|-----------------|
| 13247 | 4折 10入 | 30×30 4折 10枚入 | 袋  | 25袋 / 箱 | 4箱 (100袋) / ケース |
| 13990 | 4折 20入 | 30×30 4折 20枚入 | 袋  | 10袋 / 箱 | 4箱 (40袋) / ケース  |
| 13945 | 4折 30入 | 30×30 4折 30枚入 | 袋  | 5袋 / 箱  | 4箱 (20袋) / ケース  |

●販売名：滅菌アメディーゼX ●届出番号：27B1X00112204000 ●一般医療機器（クラスI）  
●一般的名称：X線造影材入りガーゼ ●X線造影糸入（ブルー） ●無蛍光



<トレーカウントガーゼ X>

## II トレーカウントガーゼX

- ▶ ガーゼ体内遺残に対するリスクマネジメント支援製品
- ▶ 術前術後のガーゼカウントに
- ▶ ホルダーのスリットにガーゼが1枚ずつ入る設計
- ▶ 緑色のホルダーを使用することで枚数の識別がしやすい

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類  | 規格（単位：cm）             | 単位 | 内箱入数    | 外箱入数           |
|-------|-----|-----------------------|----|---------|----------------|
| 13899 | 10入 | 30×30 10枚入 (5枚組×2シート) | 袋  | 10袋 / 箱 | 4箱 (40袋) / ケース |

●販売名：滅菌 10 カウントガーゼX ●届出番号：27B1X00112204100 ●一般医療機器（クラスI）  
●一般的名称：X線造影材入りガーゼ ●X線造影糸入（ブルー）



<トレーカウントガーゼ X 中身>



<10カウントガーゼX>

## 10カウントガーゼX

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類     | 規格 (単位: cm)              | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数         |
|-------|--------|--------------------------|----|-------|--------------|
| 13902 | 7折 10入 | 30×30 7折 10枚入 (5枚組×2シート) | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |

●販売名: 滅菌 10 カウントガーゼX ●届出番号: 27B1X00112204100 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般の名称: X 線造影材入りガーゼ ●X 線造影糸入 (ブルー)

## カウントガーゼX (滅菌済)

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm)            | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数        |
|-------|-----|------------------------|----|-------|-------------|
| 13900 | 20入 | 30×30 20枚入 (5枚組×4シート)  | 袋  | 30袋/箱 | 2箱(60袋)/ケース |
| 13901 | 30入 | 30×30 30枚入 (5枚組×6シート)  | 袋  | 25袋/箱 | 2箱(50袋)/ケース |
| 13886 | 50入 | 30×30 50枚入 (5枚組×10シート) | 袋  | 20袋/箱 | 2箱(40袋)/ケース |

●販売名: 滅菌 10 カウントガーゼX ●届出番号: 27B1X00112204100 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般の名称: X 線造影材入りガーゼ ●X 線造影糸入 (ブルー)

## カウントガーゼX

医療機器

| 品コード  | 種類     | 規格 (単位: cm)             | 単位 | 外箱入数    |
|-------|--------|-------------------------|----|---------|
| 13841 | 5枚 40組 | 30×30 200枚入 (5枚組×40シート) | 包  | 10包/ケース |

●販売名: 10 カウントガーゼX ●届出番号: 27B1X00112104100 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般の名称: X 線造影材入りガーゼ ●X 線造影糸入 (ブルー)



<患部ガーゼX #0,#1,#2>



<オーバーロック>  
11114・11112



<本縫い>

## 患部ガーゼX (ハンカチガーゼ)

医療機器

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                            | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数         |
|-------|----|----------------------------------------|----|--------|--------------|
| 11114 | #0 | 30×30 4重 緑取り: オーバーロック 重量: 約 12.3 g / 枚 | 枚  | 100枚/包 | 2包(200枚)/ケース |
| 11185 | #0 | 30×40 2重 緑取り: 本縫い 重量: 約 9.4 g / 枚      | 枚  | 100枚/包 | 5包(500枚)/ケース |

●販売名: アメディーゼX 患部ガーゼ ●届出番号: 27B1X00112105200 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般の名称: X 線造影材入りスポンジ ●X 線造影糸入 (ブルー)

## 患部ガーゼX (ひも付ガーゼ)

医療機器

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                                | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数         |
|-------|----|--------------------------------------------|----|--------|--------------|
| 11112 | #0 | 30×30 2PT30 2重 4折 1本ひも付ガーゼ 重量: 約 7.3 g / 枚 | 枚  | 100枚/包 | 5包(500枚)/ケース |
| 11063 | #1 | 30×30 4PT30 4重 1本ひも付ガーゼ 重量: 約 14 g / 枚     | 枚  | 100枚/包 | 2包(200枚)/ケース |
| 11352 | #1 | 30×40 6重 1本ひも付ガーゼ 重量: 約 26.2 g / 枚         | 枚  | 50枚/包  | 4包(200枚)/ケース |
| 11064 | #2 | 30×30 4重 輪ひも付ガーゼ 重量: 約 14.1 g / 枚          | 枚  | 100枚/包 | 2包(200枚)/ケース |

●販売名: アメディーゼX 患部ガーゼ ●届出番号: 27B1X00112105200 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般の名称: X 線造影材入りスポンジ ●X 線造影糸入 (ブルー) ●緑取り: 本縫い (11112のみオーバーロック)

## アブドミナルX

- ▶ 事前に前洗いで柔らかさと吸収力を高めた製品
- ▶ 造影テープ入りで、従来のX線造影糸に比べX線写真に写りやすい
- ▶ 無蛍光、ラテックスフリー

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                       | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数        |
|-------|----|-----------------------------------|----|-------|-------------|
| 11076 | #1 | 45×45 (伸長時) 4重 5枚入 重量: 約 22 g / 枚 | 袋  | 15袋/箱 | 4箱(60袋)/ケース |

●販売名: 滅菌アメディーゼX 患部ガーゼ ●届出番号: 27B1X00112205200 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般の名称: X 線造影材入りスポンジ ●X 線造影テープ入 (ブルー) ●25 cm×30 cm (縮小時)、25 cm (紐)  
●無蛍光 ●緑取り: 本縫い



<アブドミナルX>





# 不織布ガーゼ

- ▶ ソフトで吸収性にすぐれ、多目的にご使用いただける不織布ガーゼ
- ▶ 環境清拭、患者様の清拭などで使用可能
- ▶ 滅菌処理 (高圧蒸気(AC)滅菌、エチレンオキサイドガス (EOG)滅菌) が可能

## ワンウェイガーゼ CW・α

### 使用例

- ▶ 器械類の拭き取りなどの**環境清拭**
- ▶ 火傷、褥瘡の**ドレッシング**
- ▶ 傷あて
- ▶ 患者様の**全身、部分清拭**
- ▶ 人工肛門（ストーマ）の**付替え清拭**

## ワンウェイガーゼ CW

日本製

素材：コットン・レーヨン



### 拭き取り比較



<当社従来品>

<CW>



- ◆繊維の流れを揃えた製法で、非常にソフトで肌触りに優れる
- ◆コットン素材を使用しているので初期吸収に優れる



16144



16150



<ガーゼ拡大写真>

## ワンウェイガーゼCW

医療機器

| 品コード  | 種類        | 規格（単位：cm） |    |       | 単位 | 外箱入数【発送単位】      |
|-------|-----------|-----------|----|-------|----|-----------------|
| 16144 | 1502 200入 | 30×30     | 4折 | 200枚入 | 袋  | 20袋 / ケース【3ケース】 |
| 16150 | 1302 200入 | 25×25     | 4折 | 200枚入 | 袋  | 20袋 / ケース【3ケース】 |

●販売名：ワンウェイガーゼCW ●届出番号：27B1X00112106030 ●一般医療機器（クラスI） ●一般の名称：医療用不織布 ●素材：コットン・レーヨン  
 ※オーダー品として、滅菌済もあります。ただし、オーダー価格になります

# ワンウェイガーゼα

素材：レーヨン・ポリエステル



- ◆吸収性に優れる
- ◆毛羽立ちをおさえ、繊維が脱落しにくい
- ◆豊富なサイズ展開で、様々な用途に応じて使用可能



＜ガーゼ拡大写真＞



16064



16069



16168



16410



16051



16033



16036



16159



16164

## ワンウェイガーゼα

医療機器

| 品コード  | 種類                | 規格 (単位: cm) |         |       | 単位 | 内箱入数      | 外箱入数             |
|-------|-------------------|-------------|---------|-------|----|-----------|------------------|
| 16064 | 3002 200入         | 30×30       | 平       | 200枚入 | 袋  | —         | 20袋 / ケース        |
| 16069 | 1502 200入         | 30×30       | 4折      | 200枚入 | 袋  | 10袋 / ポリ袋 | 2ポリ袋 (20袋) / ケース |
| 16168 | 1302 #1 200入      | 25×25       | 4折      | 200枚入 | 袋  | —         | 30袋 / ケース        |
| 16410 | 1302 200入<br>箱タイプ | 25×25       | 4折      | 200枚入 | 箱  | —         | 20箱 / ケース        |
| 16051 | 1002 200入         | 20×20       | 4折      | 200枚入 | 袋  | —         | 20袋 / ケース        |
| 16033 | 802 200入          | 15×15       | 4折      | 200枚入 | 袋  | —         | 40袋 / ケース        |
| 16036 | 502 200入          | 10×10       | 4折      | 200枚入 | 袋  | —         | 50袋 / ケース        |
| 16159 | 3821 100入         | 30×30       | 8折 (並)  | 100枚入 | 箱  | —         | 10箱 / ケース        |
| 16164 | 831Y 100入         | 30×15       | 16折 2枚重 | 100枚入 | 箱  | —         | 10箱 / ケース        |

●販売名：ワンウェイガーゼアルファ ●届出番号：27B1X00112106010 ●一般医療機器（クラスI） ●一般の名称：医療用不織布 ●素材：レーヨン・ポリエステル  
※オーダー品として、減価償却もあります。ただし、オーダー価格になります



<ワンウェイガーゼB>

## ワンウェイガーゼB

- ▶ 豊富なサイズ展開で様々な用途で使用可能
- ▶ 毛羽立ちをおさえ、繊維が脱落しにくい

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類              | 規格 (単位: cm)   | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数         |
|-------|-----------------|---------------|----|-------|--------------|
| 16332 | 30×30<br>4折 5入  | 30×30 4折 5枚入  | 袋  | 30袋/箱 | 8箱(240袋)/ケース |
| 16333 | 30×30<br>4折 10入 | 30×30 4折 10枚入 | 袋  | 30袋/箱 | 4箱(120袋)/ケース |
| 16344 | 30×30<br>8折 2入  | 30×30 8折 2枚入  | 袋  | 60袋/箱 | 8箱(480袋)/ケース |

●販売名: 滅菌ワンウェイガーゼB ●届出番号: 27B1X00112206700 ●一般医療機器 (クラスI)

●一般の名称: 医療用不織布 ●素材: コットン・レーヨン



<OW ガーゼ>

## OW ガーゼ

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm)          | 単位 | 外箱入数    |
|-------|------------|----------------------|----|---------|
| 16203 | 821 100入   | 30×30 16折 100枚入      | 箱  | 10箱/ケース |
| 16202 | 1511Y 100入 | 30×30 4折 100枚入 Y字切込み | 箱  | 10箱/ケース |
| 16207 | 814Y 400入  | 15×15 4折 400枚入 Y字切込み | 箱  | 10箱/ケース |

●素材: レーヨン・ポリエステル ※オーダー品として、滅菌済もあります。ただし、オーダー価格になります



<ワンウェイコットンガーゼ>

## ワンウェイコットンガーゼ

医療機器

| 品コード  | 種類       | 規格 (単位: cm)       | 単位 | 外箱入数    |
|-------|----------|-------------------|----|---------|
| 16645 | 304 200入 | 30×30 4折 200枚入    | 袋  | 10袋/ケース |
| 16646 | 308 200入 | 30×30 8折(縦) 200枚入 | 袋  | 10袋/ケース |

●販売名: ワンウェイコットンガーゼ ●届出番号: 27B1X00112106400 ●一般医療機器 (クラスI)

●一般の名称: 医療用不織布 ●素材: コットン

※オーダー品として、滅菌済もあります。ただし、オーダー価格になります



<OW コットンガーゼ>

## OW コットンガーゼ

| 品コード  | 種類        | 規格 (単位: cm)           | 単位 | 外箱入数    |
|-------|-----------|-----------------------|----|---------|
| 16647 | 316Y 100入 | 30×30 16折 100枚入 Y字切込み | 箱  | 10箱/ケース |

●素材: コットン

※オーダー品として、滅菌済もあります。ただし、オーダー価格になります





<セコンダーゼ>

## セコンダーゼ

- ▶ コットン 100%使用の不織布ガーゼ
- ▶ 日本製・箱入タイプ
- ▶ 繊維の流れをおさえた製法で、非常にソフトな肌触り

医療機器

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位 : cm)     | 単位 | 外箱入数       |
|-------|------------|------------------|----|------------|
| 16729 | 2543 300 入 | 25×25 4 折 300 枚入 | 箱  | 20 箱 / ケース |
| 16394 | 3042 200 入 | 30×30 4 折 200 枚入 | 箱  | 20 箱 / ケース |

●販売名：セコンダーゼ ●届出番号：27B1X00112106500 ●一般医療機器（クラスI）

●一般の名称：医療用不織布 ●素材：コットン

※オーダー品として、滅菌済もあります。ただし、オーダー価格になります



<ワンウェイガーゼコットン 100%>

## ワンウェイガーゼコットン100%

医療機器

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位 : cm)     | 単位 | 外箱入数       |
|-------|------------|------------------|----|------------|
| 16576 | 2543 300 入 | 25×25 4 折 300 枚入 | 箱  | 20 箱 / ケース |

●販売名：ワンウェイガーゼコットン 100% ●届出番号：27B1X00112106800

●一般医療機器（クラスI） ●一般の名称：医療用不織布 ●素材：コットン

※オーダー品として、滅菌済もあります。ただし、オーダー価格になります



<メディカルソフトガーゼ>

## メディカルソフトガーゼ

医療機器

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位 : cm)     | 単位 | 外箱入数       |
|-------|------------|------------------|----|------------|
| 16019 | 2543 300 入 | 25×25 4 折 300 枚入 | 袋  | 20 袋 / ケース |

●販売名：メディカルソフトガーゼ A ●届出番号：27B1X00112106900

●一般医療機器（クラスI） ●一般の名称：医療用不織布 ●素材：コットン

※オーダー品として、滅菌済もあります。ただし、オーダー価格になります



<やわらかタオル オーガニックコットン>

## やわらかタオル オーガニックコットン

- ▶ 紙より優れた吸水力で、水にぬらしても破れにくく毛羽立ちにくい
- ▶ お肌に優しいオーガニックコットン使用
- ▶ コンパクトでお部屋になじむ、シンプルデザインの包装タイプ

| 品コード | 種類    | 規格 (単位 : cm) | 単位 | 外箱入数       |
|------|-------|--------------|----|------------|
| 2199 | 100 入 | 20×20 100 枚入 | 個  | 36 個 / ケース |

●素材：コットン

# ドレーン・Y字ガーゼ

## 滅菌ドレーン・Y字ガーゼ


- ▶ 挿入部周辺の保護・液体吸収などに使用可能
- ▶ 1枚ずつ滅菌されており衛生的
- ▶ クッション性・吸収性に優れる
- ▶ 化粧箱正面のミシン目部分から開封可能で、中身が取り出しやすい

### 不織布タイプ

ソフトな肌触り



13803




約15cm×22cmのガーゼを2枚重ねて12層になるように折りたたんでいます

12層



13847



約15cm×30cmのガーゼを2枚重ねて16層になるように折りたたんでいます

16層




### 綿糸タイプ

綿 100%



13995



約30cm×30cmのガーゼを16層になるように折りたたんでいます

16層



## 滅菌ドレーンガーゼ（不織布タイプ）

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類                | 規格（単位：cm）         |     |      |       | 単位 | 外箱入数      |
|-------|-------------------|-------------------|-----|------|-------|----|-----------|
| 13803 | 7.5×7.5 12ply 50入 | 7.5X7.5（折り上がりサイズ） | 12層 | 50枚入 | 切り込み入 | 箱  | 30箱 / ケース |

●販売名：滅菌アメジスト不織布ガーゼ ●届出番号：27B1X00112206020 ●一般医療機器（クラスI） ●一般的名称：医療用不織布 ●素材：レーヨン・ポリエステル

## 滅菌Y字ガーゼ（不織布タイプ）

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類                | 規格（単位：cm）         |     |      |       | 単位 | 外箱入数      |
|-------|-------------------|-------------------|-----|------|-------|----|-----------|
| 13847 | 7.5×7.5 16ply 50入 | 7.5X7.5（折り上がりサイズ） | 16層 | 50枚入 | Y字切込み | 箱  | 30箱 / ケース |

●販売名：滅菌アメジスト不織布ガーゼ ●届出番号：27B1X00112206020 ●一般医療機器（クラスI） ●一般的名称：医療用不織布 ●素材：レーヨン・ポリエステル

## 滅菌Y字ガーゼ（綿糸タイプ）

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類                | 規格（単位：cm）         |     |      |       | 単位 | 外箱入数      |
|-------|-------------------|-------------------|-----|------|-------|----|-----------|
| 13995 | 7.5×7.5 16ply 50入 | 7.5X7.5（折り上がりサイズ） | 16層 | 50枚入 | Y字切込み | 箱  | 20箱 / ケース |

●販売名：滅菌アメディーゼ Y字ガーゼ ●届出番号：27B1X00112202100 ●一般医療機器（クラスI） ●一般的名称：医療ガーゼ ●素材：コットン



<Y字ガーゼ>

## Y字ガーゼ（綿糸タイプ）

| 品コード  | 種類   | 規格（単位：cm）             | 単位 | 外箱入数    |
|-------|------|-----------------------|----|---------|
| 10440 | 100入 | 30×30 16折 100枚入 Y字切込み | 包  | 30包/ケース |

●素材：コットン



## ガーゼスワブ（綿糸ガーゼ）

- ▶ コットン 100%の綿糸ガーゼを 1枚ずつ個包装し滅菌されており衛生的
- ▶ 処置に使いやすいサイズに折りたたみ済



個包装で  
衛生的



(折り上がりサイズ 5cm×5cm の例)  
全サイズ 12層になるように  
折りたたんでいます

➤ 乱糸が出ないように端を折りたたんでいます。

➤ 4種類のサイズ展開で様々な用途に対応。

5cm×5cm


7.5cm×7.5cm

7.5cm×10cm

※白箱（ラベル有）

10cm×10cm

※白箱（ラベル有）



## アメジストワンウェイ滅菌ガーゼ

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類          | 規格（単位：cm）                          | 単位 | 外箱入数    |
|-------|-------------|------------------------------------|----|---------|
| 13850 | 5×5 50入     | 5×5（折り上がりサイズ） 12層 50枚入（1枚×50袋）     | 箱  | 36箱/ケース |
| 13851 | 7.5×7.5 50入 | 7.5×7.5（折り上がりサイズ） 12層 50枚入（1枚×50袋） | 箱  | 18箱/ケース |

●販売名：滅菌アメジストガーゼ ●届出番号：27B1X00112202200 ●一般医療機器（クラスI） ●一般の名称：医療ガーゼ ●素材：コットン

## 滅菌ガーゼスワブ

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類           | 規格（単位：cm）                | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数    |
|-------|--------------|--------------------------|----|-------|---------|
| 10049 | 7.5×10 12Ply | 7.5×10（折り上がりサイズ） 12層 1枚入 | 袋  | 50袋/箱 | 30箱/ケース |
| 10046 | 10×10 12Ply  | 10×10（折り上がりサイズ） 12層 1枚入  | 袋  | 50袋/箱 | 20箱/ケース |


●販売名：滅菌アメジストガーゼ ●届出番号：27B1X00112202200 ●一般医療機器（クラスI） ●一般の名称：医療ガーゼ ●素材：コットン

## 創面ドレッシング

- ▶ 浸出液などを素早く吸収、傷口をやさしく保護
- ▶ 褥瘡、外傷、火傷、止血の処置など用途にあわせて使用可能

### メンポーガーゼ

- ▶ 脱脂綿をコットン不織布で巻いたソフトな肌触りのパッド
- ▶ 表面はコットン不織布使用で、脱落繊維が出にくい



<メンポーガーゼ #1-B 0808 中身>



<メンポーガーゼ #1-B 0808>

#### ● メンポーガーゼ#1-B 形状

| 品コード | 種類   | 規格 (単位: cm) | 単位           | 外箱入数【発送単位】 |
|------|------|-------------|--------------|------------|
| 0808 | 1.8  | 26          | 重量 (g/枚)     | 12         |
| 0815 | 3.8  | 48          | 吸水量/枚 (mL/枚) | 12         |
| 1010 | 3.4  | 45          |              | 12         |
| 1020 | 6.5  | 75          |              | 12         |
| 1515 | 9.3  | 114         |              | 12         |
| 1520 | 12.1 | 145         |              | 12         |
| 1530 | 19.2 | 197         |              | 6          |
| 3030 | 29.0 | 294         |              | 6          |

※上記データは測定値であり、保証値ではありません

### || メンポーガーゼ #1-B

医療機器

| 品コード  | 種類    | 規格 (単位: cm)           | 単位 | 外箱入数【発送単位】    |
|-------|-------|-----------------------|----|---------------|
| 14099 | 0808  | 100入 7.5×7.5 100枚入    | 包  | 12包/ケース【2ケース】 |
| 14102 | 0815  | 100入 7.5×15 100枚入     | 包  | 12包/ケース【2ケース】 |
| 14096 | 1010  | 100入 10×10 100枚入      | 包  | 12包/ケース【2ケース】 |
| 14097 | 1020  | 50入 10×20 50枚入        | 包  | 12包/ケース【2ケース】 |
| 14084 | 1515  | 50入 15×15 50枚入        | 包  | 12包/ケース【2ケース】 |
| 14095 | 1520  | 50入 15×20 50枚入        | 包  | 12包/ケース【2ケース】 |
| 14106 | 1530  | 50入 15×30 50枚入        | 包  | 6包/ケース【2ケース】  |
| 14108 | 3030  | 20入 30×30 20枚入        | 包  | 6包/ケース        |
| 14148 | 80-R  | 25m 7.5×25m ロール(25m)巻 | 本  | 6本/ケース【2ケース】  |
| 14149 | 100-R | 25m 10×25m ロール(25m)巻  | 本  | 3本/ケース【2ケース】  |
| 14152 | 150-R | 25m 15×25m ロール(25m)巻  | 本  | 3本/ケース【2ケース】  |
| 14153 | 200-R | 9m 20×9m ロール(9m)巻     | 本  | 8本/ケース        |

●販売名: アメジストメンポーガーゼN ●届出番号: 27B1X00112110200 ●一般医療機器(クラスI) ●一般の名称: 綿状パッド



<メンポーガーゼ #1-B 0507>

## || メンポーガーゼ #1-B (滅菌済)

▶ 個包装された滅菌済タイプ

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類      | 規格 (単位: cm)  | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数【発送単位】                     |
|-------|---------|--------------|----|----------|--------------------------------|
| 14162 | 0808    | 7.5×7.5      | 袋  | 40 袋 / 箱 | 16 箱 (640 袋) / ケース             |
| 14173 | 0815    | 7.5×15       | 袋  | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース              |
| 14174 | 1010    | 10×10        | 袋  | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース              |
| 14163 | 1020    | 10×20        | 袋  | 30 袋 / 箱 | 8 箱 (240 袋) / ケース              |
| 14164 | 1515    | 15×15        | 袋  | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース              |
| 14167 | 1520 2折 | 15×20 2折     | 袋  | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース              |
| 14168 | 1530    | 15×30        | 袋  | 30 袋 / 箱 | 4 箱 (120 袋) / ケース              |
| 14175 | 3030 2折 | 30×30 2折     | 袋  | 10 袋 / 箱 | 4 箱 (40 袋) / ケース               |
| 14147 | 0507    | 5×6.5 形状: だ円 | 袋  | 50 袋 / 箱 | 24 箱 (1200 袋) / ケース<br>【2 ケース】 |


●販売名: 滅菌アメジストメンポーガーゼ N ●届出番号: 27B1X00112210200 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般名称: 綿状パッド ●1 枚包装

## ワンタッチ滅菌パッド

- ▶ 肌に低刺激の粘着シート
- ▶ 薄型タイプでやさしくフィット
- ▶ 撥水処理済

キズにつきにくい

メッシュフィルム付き  
不織布パッド



不織布シート (粘着)



<10×15>



<10×20>



<10×25>



## || アメジストワンタッチ滅菌パッド

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類       | 規格 (単位: cm)        | 単位    | 内箱入数 | 外箱入数                           |
|-------|----------|--------------------|-------|------|--------------------------------|
| 14176 | 10×15 1入 | 10×15 (パッド部: 5×10) | 1袋1枚入 | 袋    | 30 袋 / 箱<br>20 箱 (600 袋) / ケース |
| 14177 | 10×20 1入 | 10×20 (パッド部: 5×15) | 1袋1枚入 | 袋    | 20 袋 / 箱<br>20 箱 (400 袋) / ケース |
| 14180 | 10×25 1入 | 10×25 (パッド部: 5×20) | 1袋1枚入 | 袋    | 20 袋 / 箱<br>20 箱 (400 袋) / ケース |

●販売名: アメジストパッド W ●届出番号: 27B1X00112209500 ●一般医療機器 (クラスI) ●一般名称: 救急絆創膏  
●素材: 【粘着シート】 ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤 【パッド】 レーヨン・ポリエステル不織布 【固着防止シート】 ポリエチレン 【離型紙】 グラシン紙





< アメジスト・ドレッシング >

## || アメジスト・ドレッシング

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類   | 規格 (単位 : cm) | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数【発注単位】            |
|-------|------|--------------|----|--------|-----------------------|
| 14208 | 2号1入 | 5×7.5 1枚入    | 袋  | 100袋/箱 | 24箱(2400袋)/ケース【10ケース】 |

●販売名：アメジスト・ドレッシング ●届出番号：27B1X00112207100 ●一般医療機器（クラスI）  
●一般名称：綿状創傷被覆・保護材 ●非固着性吸収パッド

## ドレッシングセット

- ▶ 検査や処置、回診時など幅広い使用用途におすすめの処置用キット
- ▶ 処置に必要な製品をセットして滅菌済



< 内箱 >



< 滅菌袋 >



< 中身 >

## || ドレッシングセット

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位 : cm)                                                                                                                                                                                                                          | 単位  | 内箱入数    | 外箱入数            |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|
| 65485 | #1 | <p>【内容品】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ピンセット : 1個 長さ13 ブルー【素材】ABS</li> <li>・綿球 : 3個 直径2</li> <li>・綿糸ガーゼ : 2枚 5×5 12層</li> <li>・トレー : 1個 16.5×15×高さ2.5 緑色【素材】PP</li> <li>・インナーラップ : 1枚 約50×50 PE面水色【素材】バルブ/PE</li> </ul> | セット | 10セット/箱 | 12箱(120セット)/ケース |

●販売名：アメジストワンウェイ処置キットIA ●届出番号：27B1X00112217000 ●一般医療機器（クラスI） ●一般名称：単回使用クラスI処置キット



# 脱脂綿

▶ 綿 100%の医療脱脂綿



< 脱脂綿 >



< 裁断綿 >



< カクメン >

< シュリンクタイプ >



< ベルグメン >

## 脱脂綿

医療機器

| 品コード | 種類        | 規格 (単位: cm) | 単位 | 外箱入数        |
|------|-----------|-------------|----|-------------|
| 1    | 500 g 千羽鶴 | 平判 500g 入   | ケ  | 24 ケ / ケース  |
| 2    | 100 g     | 平判 100g 入   | ケ  | 60 ケ / ケース  |
| 3    | 50g       | 平判 50g 入    | ケ  | 220 ケ / ケース |

●販売名: アルファコットン ●届出番号: 27B1X00112101000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: 医療脱脂綿 ●ポリ袋入

## 裁断綿

医療機器

| 品コード | 種類        | 規格 (単位: cm) | 単位 | 外箱入数       |
|------|-----------|-------------|----|------------|
| 120  | 500 g 千羽鶴 | 8×17 500g 入 | ケ  | 24 ケ / ケース |
| 48   | 100 g 千羽鶴 | 8×17 100g 入 | ケ  | 50 ケ / ケース |

●販売名: アルファコットン ●届出番号: 27B1X00112101000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: 医療脱脂綿 ●ポリ袋入

## カクメン

医療機器

| 品コード | 種類                   | 規格（単位：cm） |                                  | 単位 | 外箱入数<br>【発注単位】        |
|------|----------------------|-----------|----------------------------------|----|-----------------------|
| 106  | 8×8 500 g            | 8×8       | 500g入（約 391 枚）<br>1 枚あたり 1.28g   | 個  | 20 個 / ケース            |
| 102  | 5×6 500 g            | 5×6       | 500g入（約 833 枚）<br>1 枚あたり 0.6g    | 個  | 20 個 / ケース            |
| 103  | 5×5 500 g            | 5×5       | 500g入（約 1,000 枚）<br>1 枚あたり 0.5g  | 個  | 20 個 / ケース            |
| 140  | 4×4 (E) 500 g        | 4×4       | 500g入（約 1,471 枚）<br>1 枚あたり 0.34g | ケ  | 20 ケ / ケース            |
| 141  | 4×4 500 g            | 4×4       | 500g入（約 1,563 枚）<br>1 枚あたり 0.32g | 個  | 20 個 / ケース            |
| 242  | 4×4 500 g<br>シュリンク包装 | 4×4       | 500g入（約 1,563 枚）<br>1 枚あたり 0.32g | 個  | 20 個 / ケース<br>【3 ケース】 |

●販売名: アルファコットン ●届出番号: 27B1X00112101000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: 医療脱脂綿 ●箱入 ●カット綿

## ベルグメン

▶ プレス加工を施した薄型のカット綿で、毛羽立ちを軽減

医療機器

| 品コード | 種類        | 規格 (単位:cm)                            | 単位 | 外箱入数       |
|------|-----------|---------------------------------------|----|------------|
| 121  | 4×4 500 g | 4×4 500g 入 (約 1,563 枚)<br>1枚あたり 0.32g | ケ  | 20 ケ / ケース |

●販売名: アルファコットン ●届出番号: 27B1X00112101000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: 医療脱脂綿 ●箱入 ●カット綿プレスタイプ

## ベルグメン5

▶ プレス加工を施した薄型のカット綿で、毛羽立ちを軽減

▶ ベルグメンの重量違いの製品

医療機器

| 品コード | 種類        | 規格 (単位: cm)           | 単位             | 外箱入数 |            |
|------|-----------|-----------------------|----------------|------|------------|
| 136  | 4×4 500 g | 4×4 500g入 (約 1,250 枚) | 1 枚あたり<br>0.4g | 個    | 20 個 / ケース |

●販売名: アルファコットン ●届出番号: 27B1X00112101000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: 医療脱脂綿 ●箱入 ●カット綿プレスタイプ

## 綿球

▶▶ 綿 100%の医療脱脂綿球



< 綿球とリントレス綿球の表面比較写真 >



< 綿球 >

### 綿球

医療機器

| 品コード | 種類       | 規格 (単位: cm)            | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数             |
|------|----------|------------------------|----|----------|------------------|
| 1007 | #7 50 g  | 直径 0.7 50g 入 (約 900 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1010 | #10 50 g | 直径 1.0 50g 入 (約 600 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1014 | #14 50 g | 直径 1.4 50g 入 (約 300 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1020 | #20 50 g | 直径 2.0 50g 入 (約 120 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1025 | #25 50 g | 直径 2.5 50g 入 (約 70 球)  | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1030 | #30 50 g | 直径 3.0 50g 入 (約 45 球)  | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1040 | #40 50 g | 直径 4.0 50g 入 (約 22 球)  | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1045 | #50 50 g | 直径 5.0 50g 入 (約 10 球)  | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |

●販売名: アルファボール ●届出番号: 27B1X00112103000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般の名称: コットンボール



< 綿球ひも付 >

### 綿球ひも付

医療機器

| 品コード | 種類        | 規格 (単位: cm)           | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数             |
|------|-----------|-----------------------|----|----------|------------------|
| 1050 | #25T 50 g | 直径 2.5 50g 入 (約 70 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1060 | #30T 50 g | 直径 3.0 50g 入 (約 45 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1070 | #40T 50 g | 直径 4.0 50g 入 (約 22 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |

●販売名: アルファボール ●届出番号: 27B1X00112103000 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般の名称: コットンボール ●ひも付



<リントレス綿球>

## リントレス綿球

- ▶ 毛羽立ちを抑えたリントレスタイプ
- ▶ 脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしにくい
- ▶ 薬液含浸後も保形性に優れ、型くずれしにくい
- ▶ 綿球どうしが絡み合わないため、小分け作業の省力化に

医療機器

| 品コード | 種類       | 規格 (単位: cm)            | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数             |
|------|----------|------------------------|----|----------|------------------|
| 1918 | #10 50 g | 直径 1.0 50g 入 (約 556 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1922 | #14 50 g | 直径 1.4 50g 入 (約 304 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1929 | #20 50 g | 直径 2.0 50g 入 (約 120 球) | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1943 | #25 50 g | 直径 2.5 50g 入 (約 70 球)  | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1946 | #30 50 g | 直径 3.0 50g 入 (約 38 球)  | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |
| 1961 | #40 50 g | 直径 4.0 50g 入 (約 18 球)  | 袋  | 10 袋 / 箱 | 6 箱 (60 袋) / ケース |

●販売名: アルファボール L ●届出番号: 27B1X00112103200 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: コットンボール ●リントレスタイプ



<#10>



<#30>

## リントレス綿球 (滅菌済)

- ▶ 毛羽立ち抑えた滅菌済のリントレス綿球

EOG滅菌済

医療機器

| 品コード | 種類  | 規格 (単位: cm)                 | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数              |
|------|-----|-----------------------------|----|----------|-------------------|
| 1083 | #10 | 10 入 直径 1.0 10 球入 (約 0.8 g) | 袋  | 40 袋 / 箱 | 4 箱 (160 袋) / ケース |
| 1191 |     | 30 入 直径 1.0 30 球入 (約 2.4 g) | 袋  | 20 袋 / 箱 | 8 箱 (160 袋) / ケース |
| 1103 | #14 | 5 入 直径 1.4 5 球入 (約 0.8 g)   | 袋  | 40 袋 / 箱 | 4 箱 (160 袋) / ケース |
| 1104 |     | 10 入 直径 1.4 10 球入 (約 1.6 g) | 袋  | 40 袋 / 箱 | 4 箱 (160 袋) / ケース |
| 1125 |     | 20 入 直径 1.4 20 球入 (約 3.2 g) | 袋  | 40 袋 / 箱 | 4 箱 (160 袋) / ケース |
| 1126 | #20 | 30 入 直径 1.4 30 球入 (約 5 g)   | 袋  | 30 袋 / 箱 | 4 箱 (120 袋) / ケース |
| 1129 |     | 3 入 直径 2.0 3 球入 (約 1.2 g)   | 袋  | 40 袋 / 箱 | 4 箱 (160 袋) / ケース |
| 1130 |     | 5 入 直径 2.0 5 球入 (約 2.1 g)   | 袋  | 30 袋 / 箱 | 4 箱 (120 袋) / ケース |
| 1131 |     | 10 入 直径 2.0 10 球入 (約 4.2 g) | 袋  | 30 袋 / 箱 | 4 箱 (120 袋) / ケース |
| 1136 | #25 | 20 入 直径 2.0 20 球入 (約 8.3 g) | 袋  | 20 袋 / 箱 | 4 箱 (80 袋) / ケース  |
| 1190 |     | 3 入 直径 2.5 3 球入 (約 2.1 g)   | 袋  | 20 袋 / 箱 | 8 箱 (160 袋) / ケース |
| 1140 |     | 5 入 直径 2.5 5 球入 (約 3.6 g)   | 袋  | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 1143 |     | 10 入 直径 2.5 10 球入 (約 7.1 g) | 袋  | 30 袋 / 箱 | 4 箱 (120 袋) / ケース |
| 1146 | #30 | 15 入 直径 2.5 15 球入 (約 10 g)  | 袋  | 30 袋 / 箱 | 4 箱 (120 袋) / ケース |
| 1148 |     | 3 入 直径 3.0 3 球入 (約 3 g)     | 袋  | 20 袋 / 箱 | 4 箱 (80 袋) / ケース  |
| 1149 |     | 5 入 直径 3.0 5 球入 (約 5 g)     | 袋  | 20 袋 / 箱 | 4 箱 (80 袋) / ケース  |
| 1153 |     | 10 入 直径 3.0 10 球入 (約 10 g)  | 袋  | 20 袋 / 箱 | 4 箱 (80 袋) / ケース  |

●販売名: 滅菌アルファボール L ●届出番号: 27B1X00112203200 ●一般医療機器 (クラスI)  
●一般的名称: コットンボール ●リントレスタイプ



## 綿棒

- ▶ 各サイズ取り揃えた綿 100%の医療用綿棒
- ▶ 滅菌済のオーダー品もあり

<実物大>



<実物大>



綿棒

| 品コード | 種類          | 規格 (単位: cm)                                   | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数              |
|------|-------------|-----------------------------------------------|----|----------|-------------------|
| 1601 | #2 100入×25  | 綿太 0.3 軸長 15 アルミ軸 100本×25袋入 耳鼻科・眼科・新生児用       | 箱  | 25袋 / 箱  | 4箱 (100袋) / ケース   |
| 1602 | #3 200入×20  | 綿太 0.3 軸長 15 紙軸 200本×20袋入 耳鼻科・眼科・新生児用         | 箱  | 20袋 / 箱  | 4箱 (80袋) / ケース    |
| 1606 | #11 10入×200 | 綿太 0.5 軸長 7.5 紙軸 10本×200袋入 外科・小児科・眼科・皮膚科・歯科   | 箱  | 200袋 / 箱 | 4箱 (800袋) / ケース   |
| 1609 | #13 100入×20 | 綿太 0.5 軸長 7.5 紙軸 100本×20袋入 綿W付                | 箱  | 20袋 / 箱  | 4箱 (80袋) / ケース    |
| 1611 | #15 100入×10 | 綿太 0.5 軸長 15 木軸 100本×10袋入 外科・耳鼻咽喉科・病理研究 (細菌用) | 箱  | 10袋 / 箱  | 4箱 (40袋) / ケース    |
| 1617 | #31 50入×10  | 綿太 1.0 軸長 15 木軸 50本×10袋入 咽喉科・産婦人科             | 箱  | 10袋 / 箱  | 4箱 (40袋) / ケース    |
| 1625 | #52 20入×10  | 綿太 1.5 軸長 20 紙軸 20本×10袋入 外科・肛門科・痔・産婦人科        | 箱  | 10袋 / 箱  | 4箱 (40袋) / ケース    |
| 1632 | #108 50入 #1 | 綿太 2.0 軸長 22 木軸 50本入 外科・肛門科・痔・産婦人科・手術室        | 箱  | 50本 / 箱  | 30箱 (1500本) / ケース |
| 1749 | #109 15入    | 綿太 3.5 軸長 22 木軸 15本入 手術室・検査室                  | 箱  | 15本 / 箱  | 6箱 (90本) / ケース    |
| 1750 | #110 10入    | 綿太 4.0 軸長 22 木軸 10本入 手術室・検査室                  | 箱  | 10本 / 箱  | 6箱 (60本) / ケース    |

●綿の巻き方: 水滴型

アメジスト黒抗菌 スパイラル綿棒



| 品コード | 種類   | 規格 (単位: cm)      | 単位 | 内箱入数         | 外箱入数                   |
|------|------|------------------|----|--------------|------------------------|
| 1000 | 200S | 200本入 丸筒型ケース 綿W付 | 個  | 6個 / シュリンク包装 | 20シュリンク包装 (120個) / ケース |



<アメジスト黒抗菌 スパイラル綿棒 200S>

# アルコール綿

▶ 個包装タイプもあり、用途に応じて使い分け可能



< アメジストコットンパウチα >

## || アメジストコットンパウチα

- ▶ 持ち運びに便利な個包装タイプ
- ▶ 毛羽立ちを抑え、拭き取った後に綿が残りにくい
- ▶ 厚みのある脱脂綿を使用

医薬部外品

| 品コード | 種類       | 規格 (単位: cm) |       | 単位             | 外箱入数【発注単位】      |
|------|----------|-------------|-------|----------------|-----------------|
| 2262 | 4×4 60入  | 4×4         | 60包入  | 1包1枚入<br>アルミ包装 | 箱 96箱/ケース【3ケース】 |
| 2263 | 4×4 200入 | 4×4         | 200包入 | 1包1枚入<br>アルミ包装 | 箱 24箱/ケース【3ケース】 |

●販売名: デズインα2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 エタノール 83mL、日局 イソプロパノール 3.7mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤



< アメジストコットンパウチ E plus >

## || アメジストコットンパウチ E plus

- ▶ 経済的な、コットンパウチのエコノミータイプ
- ▶ 箱はコンパクト設計で省スペース
- ▶ 持ち運びに便利な個包装タイプ
- ▶ 毛羽立ちを抑え、拭き取った後に跡が残りにくい

医薬部外品

| 品コード | 種類         | 規格 (単位: cm) |       | 単位               | 外箱入数      |
|------|------------|-------------|-------|------------------|-----------|
| 2254 | 3.7×4 200入 | 3.7×4       | 200包入 | 1包2枚入<br>紙・アルミ包装 | 箱 32箱/ケース |

●販売名: 大衛コットンパウチC ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 エタノール 83mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤



< アメジストアルコール綿α >

## || アメジストアルコール綿α

医薬部外品

| 品コード | 種類         | 規格 (単位: cm) |       | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|------------|-------------|-------|----|-------|-------------------|
| 2264 | キャップ付 200入 | 4×4         | 200枚入 | 個  | 12個/箱 | 4箱(48個)/ケース【3ケース】 |

●販売名: サニコット DXα2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.15%、日局 エタノール 70mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤

## || N サニコット MEI2

第3類医薬品

| 品コード | 種類             | 規格 (単位: cm)  |       | 単位         | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|----------------|--------------|-------|------------|-------|-------------------|
| 2297 | CAP 4×4 104入   | 4×4          | 104枚入 | 個          | 24個/箱 | 4箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2282 | -Vパウチ 4×4 200入 | 4×4 (4×8 2折) | 200包入 | 1包1枚入アルミ包装 | 個     | 24個/ケース【3ケース】     |
| 2281 | -Vパウチ 4×4 60入  | 4×4 (4×8 2折) | 60包入  | 1包1枚入アルミ包装 | 個     | 96個/ケース【3ケース】     |
| 2280 | IIパウチ 4×4 200入 | 4×4          | 200包入 | 1包2枚入アルミ包装 | 個     | 24個/ケース【3ケース】     |

●販売名: サニコット MEI2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 エタノール 83mL、日局 イソプロパノール 3.7mL、日局 精製水 適量 ●外用殺菌消毒剤

## || N サニコット ME2

第3類医薬品

| 品コード | 種類             | 規格 (単位: cm) |       | 単位         | 外箱入数【発注単位】      |
|------|----------------|-------------|-------|------------|-----------------|
| 2283 | IIパウチ 4×4 200入 | 4×4         | 200包入 | 1包2枚入アルミ包装 | 個 24個/ケース【3ケース】 |

●販売名: サニコット ME2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 エタノール 83mL、日局 精製水 適量 ●外用殺菌消毒剤



## N サニコットデザイン Cap

医薬部外品

| 品コード | 種類         | 規格 (単位: cm)   | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|------------|---------------|----|-------|-------------------|
| 2290 | 4×4 25入×12 | 4×4 25枚入×12個入 | 個  | —     | 24個/ケース【3ケース】     |
| 2289 | 4×4 64入    | 4×4 64枚入      | 個  | 24個/箱 | 4箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2288 | 4×4 104入   | 4×4 104枚入     | 個  | 24個/箱 | 4箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2287 | 4×4 200入   | 4×4 200枚入     | 個  | 12個/箱 | 4箱(48個)/ケース【3ケース】 |

●販売名: デザインα2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 エタノール 83mL、日局 イソプロパノール 3.7mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤

## N サニコットデザインパウチ

医薬部外品

| 品コード | 種類       | 規格 (単位: cm)          | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|----------|----------------------|----|-------|-------------------|
| 2286 | 4×4 60入  | 4×4 60包入 1包1枚入アルミ包装  | 個  | 12個/箱 | 8箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2285 | 4×4 200入 | 4×4 200包入 1包1枚入アルミ包装 | 個  | —     | 24個/ケース【3ケース】     |

●販売名: デザインα2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 エタノール 83mL、日局 イソプロパノール 3.7mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤

## N サニコット DX α

医薬部外品

| 品コード | 種類           | 規格 (単位: cm) | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|--------------|-------------|----|-------|-------------------|
| 2293 | Cap 4×4 64入  | 4×4 64枚入    | 個  | 24個/箱 | 4箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2292 | Cap 4×4 104入 | 4×4 104枚入   | 個  | 24個/箱 | 4箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2291 | Cap 4×4 200入 | 4×4 200枚入   | 個  | 12個/箱 | 4箱(48個)/ケース【3ケース】 |

●販売名: サニコット DX α2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 クロロヘキシジングルコン酸塩液 0.15%、日局 エタノール 70mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤

## N サニコット EQ

医薬部外品

| 品コード | 種類              | 規格 (単位: cm)          | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|-----------------|----------------------|----|-------|-------------------|
| 2295 | Cap 4×4 104入    | 4×4 104枚入            | 個  | 24個/箱 | 4箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2294 | Cap 4×4 200入    | 4×4 200枚入            | 個  | 12個/箱 | 4箱(48個)/ケース【3ケース】 |
| 2296 | Cap 8×8 26入     | 8×8 26枚入             | 個  | 24個/箱 | 4箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2278 | -IIパウチ 4×4 200入 | 4×4 200包入 1包2枚入アルミ包装 | 個  | —     | 24個/ケース【3ケース】     |

●販売名: サニコット EQ2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 エタノール 83mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤

## N サニコットパウチ

医薬部外品

| 品コード | 種類       | 規格 (単位: cm)          | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|----------|----------------------|----|-------|-------------------|
| 2276 | 4×4 60入  | 4×4 60包入 1包1枚入アルミ包装  | 個  | 12個/箱 | 8箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2277 | 4×4 200入 | 4×4 200包入 1包1枚入アルミ包装 | 個  | —     | 24個/ケース【3ケース】     |

●販売名: サニコットβα2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 クロロヘキシジングルコン酸塩液 0.5mL、日局 エタノール 73.7mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤

## サニコットワイド

| 品コード | 種類            | 規格 (単位: cm) | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|---------------|-------------|----|-------|-------------------|
| 2153 | CAP 15×15 35入 | 15×15 35枚入  | 個  | 12個/箱 | 4箱(48個)/ケース【3ケース】 |

●成分: エタノール、精製水 ●素材: コットン不織布 ●清拭用アルコール除菌シート

## N アルコリーフα

医薬部外品

| 品コード | 種類              | 規格 (単位: cm)          | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数【発注単位】        |
|------|-----------------|----------------------|----|-------|-------------------|
| 2299 | Cap 4×4 104入    | 4×4 104枚入            | 個  | 24個/箱 | 4箱(96個)/ケース【3ケース】 |
| 2298 | Cap 4×4 200入    | 4×4 200枚入            | 個  | 12個/箱 | 4箱(48個)/ケース【3ケース】 |
| 2284 | ONEパウチ 4×4 200入 | 4×4 200包入 1包1枚入アルミ包装 | 個  | —     | 24個/ケース【3ケース】     |

●販売名: アルコットン Me α2 ●成分: (薬液 100 ml中) 日局 エタノール 83mL、日局 イソプロパノール 3.7mL、日局 精製水 適量 ●外皮消毒剤

## 清浄綿

- ▶ パイロジェンフリー水(※) 使用
- ▶ アルミ包材で1包ずつ高圧蒸気滅菌済

### (※)パイロジェンフリー水とは？



パイロジェンフリー水とは、精製水をさらに滅菌したものである滅菌精製水の中でも、特に品質の高いお水です。

各種フィルター及び膜などで、塩素・イオン・菌等のほとんどが除去された水のことで、余分な成分は含まれていません。

### 目まわりのふきとり清浄綿



- ▶ アルミバック包装で高圧蒸気滅菌済なので、衛生的に使用でき携帯にも便利
- ▶ 約 4cm×8cmの脱脂綿を2つ折りにしたものが左右に1枚ずつ入り、中央で切り取り可能
- ▶ 目薬後や花粉の多い季節の目の周りの清拭に
- ▶ ノンアルコール、パラベンフリー、香料不使用

AC滅菌済

医薬部外品

| 品コード | 種類   | 規格（単位：cm） |    |       |                | 単位 | 外箱入数      |
|------|------|-----------|----|-------|----------------|----|-----------|
| 2179 | 100入 | 4×8       | 2折 | 100包入 | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 20個 / ケース |

●販売名: アメジストクレンジングEYE ●成分: 医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物 0.01%溶液 ●アルミ包装

<目まわりのふきとり清浄綿>

### アメジストアイコットン



- ▶ アルミバック包装で高圧蒸気滅菌済なので、衛生的に使用でき携帯にも便利
- ▶ 1包2枚重ね2枚入りで、1枚ずつ左右両方の目を清拭可能
- ▶ 目薬後や花粉の多い季節の目の周りの清拭に
- ▶ ノンアルコール、パラベンフリー、香料不使用

AC滅菌済

医薬部外品

| 品コード | 種類   | 規格 (単位: cm) |             |       |                   | 単位 | 外箱入数       |
|------|------|-------------|-------------|-------|-------------------|----|------------|
| 2055 | 10 入 | 4×8         | 2枚重ね<br>2 折 | 10 包入 | 1 包 2 枚入<br>アルミ包装 | 個  | 60 個 / ケース |
| 2096 | 40 入 | 4×8         | 2枚重ね<br>2 折 | 40 包入 | 1 包 2 枚入<br>アルミ包装 | 個  | 10 個 / ケース |

●販売名: アメジストクレンジングベビー ●成分: 医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物 0.01%溶液 ●アルミ包装

<アメジストアイコットン>



< アメジストファミレ清浄綿 >



## || アメジストファミレ清浄綿

AC滅菌済

医薬部外品

| 品コード | 種類   | 規格 (単位: cm) |    |       |                | 単位 | 外箱入数【発注単位】      |
|------|------|-------------|----|-------|----------------|----|-----------------|
| 2128 | 20入  | 脱脂綿 8×8     | 2折 | 20包入  | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 30個 / ケース【2ケース】 |
| 2129 | 40入  | 脱脂綿 8×8     | 2折 | 40包入  | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 20個 / ケース【2ケース】 |
| 2117 | 100入 | 脱脂綿 8×8     | 2折 | 100包入 | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 10個 / ケース【2ケース】 |

●販売名: アメジストファミレ清浄綿 ●成分: 医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物 0.01%溶液



< クレンジングコットン >



## || クレンジングコットン

AC滅菌済

化粧水類

| 品コード | 種類  | 規格 (単位: cm) |    |      |                | 単位 | 外箱入数【発注単位】      |
|------|-----|-------------|----|------|----------------|----|-----------------|
| 2155 | 20入 | 脱脂綿 8×8     | 2折 | 20包入 | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 30個 / ケース【2ケース】 |
| 2202 | 50入 | 脱脂綿 8×8     | 2折 | 50包入 | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 20個 / ケース【2ケース】 |

●販売名: アメジストクレンジングコットン ●成分: 医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物 0.05%溶液



< ママとベビーの水だけぬれコットン >



## || アメジストママとベビーの水だけぬれコットン

▶ パイロジェンフリー水 100%使用

▶ 薬液を含まず、水のみを含浸させた清浄綿

AC滅菌済

| 品コード | 種類   | 規格 (単位: cm) |    |       |                | 単位 | 外箱入数【発注単位】      |
|------|------|-------------|----|-------|----------------|----|-----------------|
| 2110 | 20入  | 脱脂綿 8×8     | 2折 | 20包入  | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 30個 / ケース【2ケース】 |
| 2120 | 40入  | 脱脂綿 8×8     | 2折 | 40包入  | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 20個 / ケース【2ケース】 |
| 2094 | 100入 | 脱脂綿 8×8     | 2折 | 100包入 | 1包2枚入<br>アルミ包装 | 個  | 10個 / ケース【2ケース】 |


●成分: 脱脂綿 滅菌精製水 (パイロジェンフリー水 100%)

# ホータイ

▶ 使用用途に応じ、素材やサイズの異なる製品をラインナップ



＜耳付ホータイ（反巻）＞



＜耳付き包帯の耳部分＞

## Ⅱ 耳付ホータイ（反巻）

▶ 耳付きの綿包帯で、ほつれなく巻きとり可能

| 品コード  | 種類  | 規格（単位：cm） |     |    | 単位 | 内箱入数      | 外箱入数             |
|-------|-----|-----------|-----|----|----|-----------|------------------|
| 20033 | 3 裂 | 巾 9.0×9m  | 3 巻 | 紙巻 | 本  | 10 本 / 紙包 | 5 包 (50 本) / ケース |
| 20034 | 4 裂 | 巾 7.0×9m  | 4 巻 | 紙巻 | 本  | 10 本 / 紙包 | 5 包 (50 本) / ケース |
| 20035 | 5 裂 | 巾 5.6×9m  | 5 巻 | 紙巻 | 本  | 10 本 / 紙包 | 5 包 (50 本) / ケース |
| 20036 | 6 裂 | 巾 4.7×9m  | 6 巻 | 紙巻 | 本  | 10 本 / 紙包 | 5 包 (50 本) / ケース |
| 20038 | 8 裂 | 巾 3.5×9m  | 8 巻 | 紙巻 | 本  | 10 本 / 紙包 | 5 包 (50 本) / ケース |

●素材：コットン



＜伸縮ホータイ（病院用）＞



## Ⅱ 伸縮ホータイ（病院用）

| 品コード  | 種類    | 規格（単位：cm）     |       |   | 単位 | 外箱入数【発送単位】        |
|-------|-------|---------------|-------|---|----|-------------------|
| 20103 | 5cm   | 巾 5.0×9m（伸長時） | 10 巻入 | 箱 | 箱  | 35 箱 / ケース【2 ケース】 |
| 20102 | 7.5cm | 巾 7.5×9m（伸長時） | 10 巻入 | 箱 | 箱  | 25 箱 / ケース【2 ケース】 |
| 20101 | 9cm   | 巾 9.0×9m（伸長時） | 10 巻入 | 箱 | 箱  | 20 箱 / ケース【2 ケース】 |

●素材：コットン・レーヨン・ポリウレタン



<ニューレースタイ (伸縮ホータイ)>

## || ニューレースタイ (伸縮ホータイ)

| 品コード  | 種類    | 規格 (単位: cm)    |       | 単位 | 外箱入数       |
|-------|-------|----------------|-------|----|------------|
| 83066 | 5cm   | 巾 5.0×9m (伸長時) | 10 巻入 | 箱  | 48 箱 / ケース |
| 83067 | 7.5cm | 巾 7.5×9m (伸長時) | 10 巻入 | 箱  | 32 箱 / ケース |
| 83068 | 9cm   | 巾 9.0×9m (伸長時) | 10 巻入 | 箱  | 24 箱 / ケース |

●素材: レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン



<アメジストネットホータイ>

## || アメジストネットホータイ

- ▶ ガーゼなどの保持力に優れた三角編目のネット包帯
- ▶ どの部位にハサミを入れてもほつれにくく、必要な長さにカット可能
- ▶ 伸縮性・復元力に優れているので、身体のどの部分にもフィット
- ▶ 高圧蒸気滅菌・洗濯再生可能

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm)      |      | 単位 | 外箱入数       |
|-------|-----|------------------|------|----|------------|
| 20070 | 1 号 | 巾 1.0×20 m (伸長時) | 指    | 箱  | 20 箱 / ケース |
| 20071 | 2 号 | 巾 2.0×20 m (伸長時) | 手・足  | 箱  | 20 箱 / ケース |
| 20072 | 3 号 | 巾 3.0×20 m (伸長時) | 腕・下腿 | 箱  | 20 箱 / ケース |
| 20073 | 4 号 | 巾 4.0×20 m (伸長時) | 肩・大腿 | 箱  | 20 箱 / ケース |
| 20074 | 5 号 | 巾 5.5×20 m (伸長時) | 頭    | 箱  | 20 箱 / ケース |
| 20075 | 6 号 | 巾 6.0×20 m (伸長時) | 胸・腰  | 箱  | 10 箱 / ケース |

●素材: ラテックスカバリングヤーン・ポリエステル



# 環境清拭用クロス

## 第四級アンモニウム塩 配合 ノンアルコールタイプ

洗浄  
除菌

- ・第四級アンモニウム塩（ベンザルコニウム塩化物） 0.2%以上
- ・PHMB（ポリヘキサメチレンピグアナイド） 0.1%以上

EPA  
(米国環境保護庁)  
認定薬剤含侵



**大判 厚手**

## エタノールタイプ

- ・高濃度エタノール 80%含浸
- ・PHMB（ポリヘキサメチレンピグアナイド）配合

火気厳禁

- ・引火性液体
- ・電化製品等の静電気による引火に注意



**大判**

## 環境清拭用アメジストワイパー

- ▶ ノンアルコールでタンパク質凝固の影響が少なく、環境や機器の洗浄・除菌に最適
- ▶ アルコールと比べ揮発性が少ないため、一度で広範囲の拭き取りが可能
- ▶ 金属・プラスチックへの影響や腐食が少なく、使用時のにおいも気にならない
- ▶ EPA※の認定を受けた独自の処方が洗浄・除菌効果を発揮（※米国環境保護庁: Environmental Protection Agency）

| 品コード | 種類           | 規格（単位：cm） |        |        | 単位 | 外箱入数       |
|------|--------------|-----------|--------|--------|----|------------|
| 2233 | 1420 150 入   | 14×20     | 150 枚入 |        | 袋  | 16 袋 / ケース |
| 2261 | α 2030 120 入 | 20×30     | 大判・厚手  | 120 枚入 | 袋  | 12 袋 / ケース |

●成分：界面活性剤、第四級アンモニウム塩、pH調整剤ほか ●素材：レーヨン・ポリエステル

## 環境清拭用アメジストエタノール 80 ワイパー

- ▶ 高濃度エタノール+界面活性剤+PHMB配合の高い洗浄力
- ▶ 速乾性があるため、清拭後素早く乾く（※当社比）
- ▶ 汚れをかきとりやすいメッシュタイプの不織布

| 品コード | 種類         | 規格（単位：cm） |           | 単位 | 外箱入数       |
|------|------------|-----------|-----------|----|------------|
| 2255 | 1420 100 入 | 14×20     | 100 枚入    | 袋  | 24 袋 / ケース |
| 2256 | 1628 100 入 | 16×28     | 大判 100 枚入 | 袋  | 18 袋 / ケース |

●成分：エタノール、水、界面活性剤、pH調整剤ほか ●素材：レーヨン・ポリエステル



# 拭き取り用タオル

## ハイポタオル

- ▶ ハイポ(チオ硫酸 Na) 含有のためヨウ素系消毒剤などを拭き取り可能
- ▶ 通常のタオルより水分量を多く含んでおり、広範囲をしっかりと拭き取る
- ▶ アルコールを含んでいないため、敏感肌の方にも使いやすい



### 個包装で清潔

個包装のため、清潔にお使い頂けます。

### ソフトな肌触り

ソフトで肌触りに優れた不織布を使用しています。

### 温め可能

電子レンジ・ホットウォーマーで温めることが可能です。

※温める際は必ず製品/パッケージ記載の注意事項をご参照ください。

### 規格

- 入数 30 本入 (1 本 1 枚入)
- 成分 水、チオ硫酸 Na、PG、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、炭酸 Na
- 基布サイズ 通常サイズ (CD:2193) : 約 30cm×30cm(展開時)  
大判サイズ (CD:2194) : 約 30cm×60cm(展開時)

※パッチテスト実施済 (24 時間閉鎖貼付試験)

拭き取り前



拭き取り後



## OW ハイポタオルF

化粧水類

| 品コード | 種類      | 規格 (単位: cm)                      | 単位 | 外箱入数       |
|------|---------|----------------------------------|----|------------|
| 2193 | 30 入    | 30 × 30<br>1 本 (1 枚入) × 30 本 / 袋 | 袋  | 24 袋 / ケース |
| 2194 | 大判 30 入 | 30 × 60<br>1 本 (1 枚入) × 30 本 / 袋 | 袋  | 12 袋 / ケース |

●販売名: OW ハイポタオルF ●成分: 水、チオ硫酸 Na、PG、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、炭酸 Na ●素材: レーヨン・ポリエステル

## 清拭タオル

### 使用用途例

- 手や顔などの拭きとりに
- 入浴できない方の身体拭き用として
- 検診用ジェルの拭きとりに

### 1枚で広範囲に

水分が多めで乾きにくいいため  
広範囲を拭きとれます。

### 汚れがとれやすい

凹凸のあるエンボス加工  
により汚れの吸着性を高めます。

### 3サイズ展開


使用場所、用途によって  
使い分けができます。



レギュラー（無地）タイプ

### お肌にやさしい

ノンアルコールタイプなので  
肌への刺激が少ないです。



カラー包装タイプ

サイズ識別が  
しやすい！

## II アメジストBC清拭タオル

| 品コード | 種類      | 規格（単位：cm）   | 単位                     | 外箱入数            |
|------|---------|-------------|------------------------|-----------------|
| 2211 | S 無地    | 19×28 1800入 | 19×28 1800本入（100本×18袋） | ケース 1800本 / ケース |
| 2214 | M 無地    | 28×28 1200入 | 28×28 1200本入（100本×12袋） | ケース 1200本 / ケース |
| 2217 | L 無地    | 30×56 600入  | 30×56 600本入（50本×12袋）   | ケース 600本 / ケース  |
| 2208 | S カラー包装 | 19×28 1800入 | 19×28 1800本入（100本×18袋） | ケース 1800本 / ケース |
| 2209 | M カラー包装 | 28×28 1200入 | 28×28 1200本入（100本×12袋） | ケース 1200本 / ケース |
| 2210 | L カラー包装 | 30×56 600入  | 30×56 600本入（50本×12袋）   | ケース 600本 / ケース  |

●成分：水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、PG ●素材：レーヨン・PET



＜さわやかコットンおしぼり・タオル＞

## II さわやかコットン

| 品コード  | 種類         | 規格（単位：cm） |        |         | 単位  | 外箱入数【発送単位】             |
|-------|------------|-----------|--------|---------|-----|------------------------|
| 91512 | おしぼり 800 入 | 30×25     | 800 本入 | プレーンタイプ | ケース | 800 本 / ケース<br>【3 ケース】 |
| 93915 | タオル 500 入  | 60×25     | 500 本入 | メッシュタイプ | ケース | 500 本 / ケース<br>【3 ケース】 |

●成分：水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル ●素材：コットン

## ふんわり Cotton のタオル

| 品コード  | 種類 |       | 規格（単位：cm） |        |         | 単位  | 外箱入数【発送単位】             |
|-------|----|-------|-----------|--------|---------|-----|------------------------|
| 91287 | M  | 800 入 | 27×22.5   | 800 本入 | プレーンタイプ | ケース | 800 本 / ケース<br>【3 ケース】 |
| 91288 | L  | 600 入 | 55×25     | 600 本入 | メッシュタイプ | ケース | 500 本 / ケース<br>【3 ケース】 |

●成分：水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル ●素材：コットン

# MEMO



# 吸水防水シート

▶ 診察台カバーに・ストレッチャー用シートに・枕カバーなどに

## OW 吸水防水 / ブルー

- ▶ 吸水性不織布と防水フィルムを貼り合わせてバリアー性を高めた吸水防水シート
- ▶ 初期吸収に優れており、ドレープ性あり

### AAMIレベル4 水準


衝撃耐水性 (AATCC42) ≤1.0g

耐水圧 (JIS L1092) ≥50 cm

人工血液バリア性 (ASTM F1670) : 合格

ウイルスバリア性 (ASTM F1671) : 合格

※上記データは測定値であり保証値ではありません



EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類                | 規格 (単位: cm)                    | 吸収量※    | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数                |
|-------|-------------------|--------------------------------|---------|----|----------|---------------------|
| 43139 | #814 100入         | 43×43 AAMIレベル4 水準              | 約 40mL  | 箱  | 50 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43140 | #814 100入         | 60×60 AAMIレベル4 水準              | 約 80mL  | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43141 | #814 50 入         | 90×90 AAMIレベル4 水準              | 約 180mL | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 枚) / ケース  |
| 43142 | #814 50 入         | 90×120 AAMIレベル4 水準             | 約 240mL | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 枚) / ケース  |
| 43262 | #814 100入         | 90×160 AAMIレベル4 水準             | 約 320mL | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43263 | #814 100入         | 100×120 AAMIレベル4 水準            | 約 265mL | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43143 | #814 50 入         | 120×120 AAMIレベル4 水準            | 約 320mL | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 枚) / ケース  |
| 43088 | #814              | 43×43 AAMIレベル4 水準              | 約 40mL  | 袋  | 50 袋/箱   | 4 箱 (200 袋) / ケース   |
| 43089 | #814              | 60×60 AAMIレベル4 水準              | 約 80mL  | 袋  | 50 袋/箱   | 4 箱 (200 袋) / ケース   |
| 43097 | #814              | 90×90 AAMIレベル4 水準              | 約 180mL | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| 43099 | #814              | 90×120 AAMIレベル4 水準             | 約 240mL | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| 43108 | #814              | 120×120 AAMIレベル4 水準            | 約 320mL | 袋  | 25 袋/箱   | 2 箱 (50 袋) / ケース    |
| 43112 | #814              | 120×150 AAMIレベル4 水準            | 約 400mL | 袋  | 25 袋/箱   | 2 箱 (50 袋) / ケース    |
| 43119 | #814              | 120×180 AAMIレベル4 水準            | 約 480mL | 袋  | 25 袋/箱   | 2 箱 (50 袋) / ケース    |
| 43247 | #814              | 150×180 AAMIレベル4 水準            | 約 590mL | 袋  | 15 袋/箱   | 2 箱 (30 袋) / ケース    |
| 43250 | #814              | 150×240 AAMIレベル4 水準            | 約 790mL | 袋  | 15 袋/箱   | 2 箱 (30 袋) / ケース    |
| 43252 | #818 穴あき          | 60×60 φ6 AAMIレベル4 水準           | 約 80mL  | 袋  | 50 袋/箱   | 4 箱 (200 袋) / ケース   |
| 43254 | #818 穴あき          | 60×60 φ9 AAMIレベル4 水準           | 約 80mL  | 袋  | 50 袋/箱   | 4 箱 (200 袋) / ケース   |
| 43255 | #818 穴あき          | 90×90 φ6 AAMIレベル4 水準           | 約 180mL | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| 43256 | #818 穴あき          | 90×90 φ9 AAMIレベル4 水準           | 約 180mL | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| 43257 | #818 穴あき          | 90×90 φ12 AAMIレベル4 水準          | 約 180mL | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| 43258 | #818 穴あき          | 120×120 φ9 AAMIレベル4 水準         | 約 320mL | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| 43259 | #818 穴あき          | 120×120 φ12 AAMIレベル4 水準        | 約 320mL | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| 43415 | #819 穴あき<br>テープ付き | 120×120 φ9<br>テープ付 AAMIレベル4 水準 | 約 320mL | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |

●素材: 吸水/防水生地 (PP スパンボンド不織布 / PE フィルム) ●色: ブルー

※吸収量: 引用規格 JIS L1912 ※上記データは測定値であり、保証値ではありません ※φ (ファイ) = 穴あきタイプの穴の直径

## II OW 吸水防水 / ホワイト

- ▶ 吸水性不織布と防水フィルムを貼り合わせてバリアー性を高めた吸水防水シート
- ▶ 初期吸収に優れており、ドレープ性あり



<#914>

EOG

AC

プラズマ

| 品コード    | 種類                | 規格 (単位: cm)                      | 吸収量※                   | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数                |
|---------|-------------------|----------------------------------|------------------------|----|----------|---------------------|
| 43331   | #914 200入         | 60×60                            | 約 80mL                 | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 8 ポリ袋 (200 枚) / ケース |
| 43333   | #914 100入         | 60×90                            | 約 120mL                | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43334   | #914 100入         | 80×100                           | 約 175mL                | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43335   | #914 100入         | 100×120                          | 約 265mL                | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43514   | #914 100入         | 100×160                          | 約 350mL                | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43515   | #914 100入         | 100×180                          | 約 400mL                | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43516   | #914 100入         | 100×200                          | 約 440mL                | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 43479   | #914 50入          | 100×250                          | 約 550mL                | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 枚) / ケース  |
| 43466   | #914 50入          | 120×210                          | 約 555mL                | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 枚) / ケース  |
| 43369   | #914 100R<br>100m | 100×100m ロール<br>紙管内径 3.8 シュリンク包装 | 約 220mL/m <sup>2</sup> | 本  | -        | 1 本                 |
| EOG 滅菌済 | 43318             | #914                             | 60×60                  | 袋  | 30 袋/箱   | 4 箱 (120 袋) / ケース   |
| EOG 滅菌済 | 43319             | #914                             | 60×90                  | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| EOG 滅菌済 | 43320             | #914                             | 80×100                 | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| EOG 滅菌済 | 43323             | #914                             | 100×120                | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |
| EOG 滅菌済 | 43324             | #914                             | 100×160                | 袋  | 25 袋/箱   | 4 箱 (100 袋) / ケース   |

●素材: 吸水/防水生地 (PP スパンボンド不織布/PE フィルム) ●色: ホワイト

※吸収量: 引用規格 JIS L1912 ※上記データは測定値であり、保証値ではありません ※ロールは幅×1mで吸収量を計算



## II 防水シート

▶ 強度に優れた二層フィルムと不織布の貼り合わせたシート



EOG

AC

プラズマ

| 品コード    | 種類        | 規格 (単位: cm)                              | 吸収量※                   | 単位 | 内箱入数        | 外箱入数              |
|---------|-----------|------------------------------------------|------------------------|----|-------------|-------------------|
| 43062   | #50 100入  | 80×50                                    | 約 80mL                 | 箱  | 100 枚/クラフト紙 | 1 箱 (100 枚) / ケース |
| 43061   | #100 100入 | 80×100                                   | 約 170mL                | 箱  | 100 枚/ポリ袋   | 1 箱 (100 枚) / ケース |
| 43104   | #100 1入   | 80×100                                   | 約 170mL                | 袋  | 50 袋/箱      | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 43085   | #160 100入 | 80×160                                   | 約 270mL                | 箱  | 100 枚/クラフト紙 | 1 箱 (100 枚) / ケース |
| 43060   | #200 50入  | 80×200                                   | 約 340mL                | 箱  | 50 枚/クラフト紙  | 1 箱 (50 枚) / ケース  |
| EOG 滅菌済 | 43307     | #50                                      | 80×50                  | 袋  | 50 袋/箱      | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| EOG 滅菌済 | 43304     | #100                                     | 80×100                 | 袋  | 25 袋/箱      | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| EOG 滅菌済 | 43302     | #160                                     | 80×160                 | 袋  | 25 袋/箱      | 2 箱 (50 袋) / ケース  |
| 43549   | 80R 100m  | 100×80m ロール<br>紙管内径3.8 クラフト紙包装           | 約170mL/m <sup>2</sup>  | 本  | -           | 1 本               |
| 43676   | 90R 100m  | 100×90m ロール<br>紙管内径7.6 クラフト紙包装<br>高強度タイプ | 約 135mL/m <sup>2</sup> | 本  | -           | 1 本               |

●素材: 吸水/防水生地 (レーヨン不織布、CPP フィルム + ラミネート加工) ●色: ホワイト

※吸収量: 引用規格 JIS L1912 ※上記データは測定値であり、保証値ではありません ※ロールは幅×1mで吸収量を計算

## II アメジストシート

▶ レーヨン不織布にラミネート加工で、柔らかくドレープ性に優れたシート



EOG

AC

プラズマ

| 品コード    | 種類       | 規格 (単位: cm)                      | 吸収量※                   | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数              |
|---------|----------|----------------------------------|------------------------|----|--------|-------------------|
| EOG 滅菌済 | 43630    | 606                              | 60×60                  | 袋  | 50 袋/箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| EOG 滅菌済 | 43631    | 609                              | 60×90                  | 袋  | 30 袋/箱 | 4 箱 (120 袋) / ケース |
| EOG 滅菌済 | 43632    | 1012                             | 100×120                | 袋  | 30 袋/箱 | 4 箱 (120 袋) / ケース |
| EOG 滅菌済 | 43417    | 1216                             | 120×160                | 袋  | 25 袋/箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| EOG 滅菌済 | 43418    | 1220                             | 120×200                | 袋  | 20 袋/箱 | 4 箱 (80 袋) / ケース  |
| 43413   | 120R100m | 120×100m ロール<br>紙管内径 3.8 クラフト紙包装 | 約 290mL/m <sup>2</sup> | 本  | -      | 1 本               |

●素材: 吸水/防水生地 (レーヨン不織布/PE フィルム) ●色: ホワイト

※吸収量: 引用規格 JIS L1912 ※上記データは測定値であり、保証値ではありません ※ロールは幅×1mで吸収量を計算

## 吸水防水シート（ノンスリップ加工）

- ▶ 診察時・分娩・手術・病棟・外来・透析時など処理時に
- ▶ 手術室・分娩室などの床シートに・介護用ベットシートとして

### Ⅱ ノンスリップシートα



EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類           | 規格（単位：cm）                       | 吸収量※      | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数              |
|-------|--------------|---------------------------------|-----------|----|----------|-------------------|
| 43564 | 80×100 100入  | 80×100                          | 約 130mL/m | 箱  | 10 枚／ポリ袋 | 10 ポリ袋（100 枚）／ケース |
| 43569 | 100×120 100入 | 100×120                         | 約 190mL/m | 箱  | 10 枚／ポリ袋 | 10 ポリ袋（100 枚）／ケース |
| 43534 | 100×150 100入 | 100×150                         | 約 240mL/m | 箱  | 10 枚／ポリ袋 | 10 ポリ袋（100 枚）／ケース |
| 43571 | 100×180 100入 | 100×180                         | 約 290mL/m | 箱  | 10 枚／ポリ袋 | 10 ポリ袋（100 枚）／ケース |
| 43573 | 100×210 100入 | 100×210                         | 約 340mL/m | 箱  | 10 枚／ポリ袋 | 10 ポリ袋（100 枚）／ケース |
| 43544 | 100×240 100入 | 100×240                         | 約 380mL/m | 箱  | 10 枚／ポリ袋 | 10 ポリ袋（100 枚）／ケース |
| 43539 | 100 R 100 m  | 100×100 ロール<br>紙管内径 3.8 シュリンク包装 | 約 160mL/m | 本  | -        | 1 本               |

●素材：吸水／防水生地（PP スパンボンド不織布／PE フィルム） ●色：ホワイト ●ノンスリップ加工済

※吸収量：引用規格 JIS L1912 ※上記データは測定値であり、保証値ではありません ※ロールは幅×1 mで吸収量を計算

## マットレス・ストレッチャーカバー



＜マットレスカバー 装着イメージ＞



＜ストレッチャーカバー 装着イメージ＞

### Ⅱ OW マットレスカバー

- ▶ 防水性・透湿性に優れた蒸れにくく快適なマットレスカバー
- ▶ マットレスへの血液・体液による汚染及びマットレスから患者さんへの感染を防止

| 品コード  | 種類             | 規格（単位：cm）          | 素材                                         | 単位 | 内箱入数         | 外箱入数                |
|-------|----------------|--------------------|--------------------------------------------|----|--------------|---------------------|
| 44704 | #912 10入       | 193×92×13<br>ブルー   | 撥水／防水／撥水生地<br>（SFS 不織布）、<br>ポリプロピレン・ポリエチレン | 箱  | 10 枚<br>／ポリ袋 | 1 ポリ袋（10 枚）<br>／ケース |
| 44162 | 193×92×13 80入  | 193×92×13<br>ホワイト  | 透湿性防水生地<br>（PP スパンボンド不織布<br>／透湿性 PE フィルム）  | 箱  | 10 枚<br>／ポリ袋 | 8 ポリ袋（80 枚）<br>／ケース |
| 44263 | 205×105×20 80入 | 205×105×20<br>ホワイト | 透湿性防水生地<br>（PP スパンボンド不織布<br>／透湿性 PE フィルム）  | 箱  | 10 枚<br>／ポリ袋 | 8 ポリ袋（80 枚）<br>／ケース |

### Ⅱ OW ストレッチャーカバー

| 品コード  | 種類          | 規格（単位：cm）     | 素材                                    | 単位 | 内箱入数         | 外箱入数                  |
|-------|-------------|---------------|---------------------------------------|----|--------------|-----------------------|
| 44852 | 80×210 100入 | 80×210<br>ブルー | 吸水／防水生地<br>（PP スパンボンド不織布<br>／PE フィルム） | 箱  | 10 枚<br>／ポリ袋 | 10 ポリ袋（100 枚）<br>／ケース |




# 吸収マット

## アルファマット

- ▶ 多目的に使用できる使い捨て吸収マット
- ▶ 保管しやすい袋入りタイプで用途に合わせたサイズ展開

高吸収ポリマーでしっかり吸収！

## アルファマットW・WN



|                     | 3045           | 4560           | 6090           | 7676           | 90200          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| サイズ展開<br>(単位: cm)   |                |                |                |                |                |
| W<br>ボトムシート<br>ブルー  | <br>CDNO.43492 | <br>CDNO.43543 | <br>CDNO.43548 | <br>CDNO.43550 | <br>CDNO.43527 |
| WN<br>ボトムシート<br>ブルー |                | <br>CDNO.43474 | <br>CDNO.43475 |                |                |

高吸収ポリマー  
増量タイプ

※滅菌済タイプもあります

## アルファマット W・WN

- ▶ 高分子吸収体(ポリマー) 入りマットのため、出血・体液等が多く見られる処置で使用可能

EOG

AC


プラズマ

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm)                | 吸収量※      | 単位 | 内箱入数    | 外箱入数              |
|-------|------------|----------------------------|-----------|----|---------|-------------------|
| 43492 | W3045 100入 | 30×45 約 18g ポリマー入          | 約 170mL   | 袋  | 100 枚/袋 | 6 袋 (600 枚) / ケース |
| 43543 | W4560 50入  | 45×60 約 39g ポリマー入          | 約 350mL   | 袋  | 50 枚/袋  | 6 袋 (300 枚) / ケース |
| 43548 | W6090 30入  | 60×90 約 66g ポリマー入          | 約 620mL   | 袋  | 30 枚/袋  | 4 袋 (120 枚) / ケース |
| 43550 | W7676 30入  | 76×76 約 69g ポリマー入          | 約 640mL   | 袋  | 30 枚/袋  | 4 袋 (120 枚) / ケース |
| 43527 | W90200 10入 | 90×200 約 200g ポリマー入        | 約 1,700mL | 袋  | 10 枚/袋  | 4 袋 (40 枚) / ケース  |
| 43474 | WN4560 30入 | 45×60 約 57g ポリマー入 (増量タイプ)  | 約 540mL   | 袋  | 30 枚/袋  | 6 袋 (180 枚) / ケース |
| 43475 | WN6090 20入 | 60×90 約 113g ポリマー入 (増量タイプ) | 約 1,250mL | 袋  | 20 枚/袋  | 4 袋 (80 枚) / ケース  |

●ボトムシートの色: ブルー

※吸収量: 引用規格 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 飽和吸収量ガイドラインの自主規格に基づく

※上記データは測定値であり、保証値ではありません



| サイズ展開<br>(単位: cm) | 45×60      | 60×90      | 76×76      | 70×176     |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| ボトムシート<br>ブルー     |            |            |            |            |
|                   | CDNO.43677 | CDNO.43679 | CDNO.43678 | CDNO.43680 |

## II アルファマット S

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm)               | 吸収量※    | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数                 |
|-------|------------|---------------------------|---------|----|----------|----------------------|
| 43677 | S4560 300入 | 45×60 約 30g               | 約 150mL | 箱  | 10 枚/ポリ袋 | 30 ポリ袋 (300 枚) / ケース |
| 43679 | S6090 150入 | 60×90 約 60g               | 約 250mL | 箱  | 10 枚/ポリ袋 | 15 ポリ袋 (150 枚) / ケース |
| 43678 | S7676 150入 | 76×76 約 64g               | 約 250mL | 箱  | 10 枚/ポリ袋 | 15 ポリ袋 (150 枚) / ケース |
| 43680 | S70176 80入 | 70×176 (吸収部 70×75) 約 130g | 約 600mL | 箱  | 10 枚/ポリ袋 | 8 ポリ袋 (80 枚) / ケース   |

●ボトムシートの色: ブルー

※吸収量: 引用規格 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 飽和吸収量ガイドラインの自主規格に基づく

※上記データは測定値であり、保証値ではありません



< アルファマットプラスピンク >



< アルファマットプラス >

## II アルファマットプラスピンク

EOG

AC

プラズマ

EOG 滅菌済

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm)                       | 吸収量※                    | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数             |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------|----|----------|------------------|
| 43462 | S90100 40入 | マット: 85×90<br>シート: 90×100 約 250g  | ポリマー入 (増量タイプ) 約 2,100mL | 箱  | 40 枚/ポリ袋 | 1 箱 (40 枚) / ケース |
| 43464 | S90140 40入 | マット: 85×120<br>シート: 90×140 約 340g | ポリマー入 (増量タイプ) 約 3,100mL | 箱  | 40 枚/ポリ袋 | 1 箱 (40 枚) / ケース |
| 43463 | S90100     | マット: 85×90<br>シート: 90×100 約 250g  | ポリマー入 (増量タイプ) 約 2,100mL | 袋  | 15 袋/箱   | 2 箱 (30 袋) / ケース |
| 43465 | S90140     | マット: 85×120<br>シート: 90×140 約 340g | ポリマー入 (増量タイプ) 約 3,100mL | 袋  | -        | 20 袋/ケース         |

●ボトムシートの色: ピンク

※吸収量: 引用規格 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 飽和吸収量ガイドラインの自主規格に基づく

※上記データは測定値であり、保証値ではありません

## II アルファマットプラス

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm)  | 吸収量※                    | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数                |
|-------|------------|--------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 43439 | K6090 100入 | 60×90 約 130g | ポリマー入 (増量タイプ) 約 1,300mL | 箱  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |

●ボトムシートの色: ホワイト

※吸収量: 引用規格 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 飽和吸収量ガイドラインの自主規格に基づく

※上記データは測定値であり、保証値ではありません



## 手術用ガウン

一人で  
着脱できるガウン

# Self Gown



## 3ステップで、簡単に着れる


**Step 1**



ガウンの肩口を  
内側からつまむ

ガウンに手を差し込む

**Step 2**



リングバネを広げ、  
首にはめる

**Step 3**



ホルダーを固定しながら、  
一回転し  
腰ヒモを結ぶ

引っ張り切り離して、ヒモを結ぶ

**使用後**

脱ぐのも簡単!



手袋も一緒に  
脱げる

特許  
取得済



### || OWセルフガウン®

- ▶ 従来、介助を必要としていたガウンの首ヒモ・面ファスナーをなくし、特殊なリングバネを首周りに入れることにより、一人で清潔、安全に着脱可能に
- ▶ 首周りのリングにバネ性があるため、前屈みの姿勢でも首周りが突っ張りにくい
- ▶ 背中の中重なりを十分取っているため、ガウンの内ヒモは不要
- ▶ 腰ヒモは、ホルダー部には粘着加工を、腰ヒモにはパーフォレーション(ミシン目)加工を行うことにより、一人で清潔に結べるため手渡し介助不要
- ▶ ガウンと手袋は一緒に脱ぐことができるため、手袋に付着した血液の飛沫がなく、環境感染防止に
- ▶ 手術室以外にも、検査室でのカテーテル治療や病棟でのCVC挿入、そして一刻を争う救命救急部門でも介助者なしに迅速な対応が可能

EOG滅菌済

#### AAMIレベル3水準

衝撃耐水性 (AATCC42)  $\leq 1.0g$

耐水圧 (AATCC127)  $\geq 500mm$

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)          | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数             |
|-------|----|----------------------|----|--------|------------------|
| 40500 | M  | 横結びタイプ AAMI レベル 3 水準 | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40459 | L  | 横結びタイプ AAMI レベル 3 水準 | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40460 | LL | 横結びタイプ AAMI レベル 3 水準 | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |

※上記および右記データは測定値であり保証値ではありません


●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン ●色: ブルー

## | スタンダードタイプ インナーラップ付

## AAMIレベル3 水準

衝撃耐水性 (AATCC42)  $\leq 1.0g$ 耐水圧 (AATCC127)  $\geq 500mm$ 

※上記および右記データは測定値であり保証値ではありません



横結びタイプ



&lt;マスク付きもあります&gt;

- やわらかく快適な着心地
- SMS (6層構造)による高バリア性
- 豊富なサイズバリエーション(M~3L)
- つけ袖タイプ

## | 補強タイプ

## AAMIレベル3 水準

衝撃耐水性 (AATCC42)  $\leq 1.0g$ 耐水圧 (AATCC127)  $\geq 500mm$ 

※上記および右記データは測定値であり保証値ではありません



横結びタイプ



- SMS+ 安心の補強部付
- 透湿性に優れているのでムレにくく快適
- ラグラン袖タイプ

## || OW 手術用ガウン

EOG滅菌済

| 品コード  | 種類            | 規格 (単位: cm)                      | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数             |
|-------|---------------|----------------------------------|----|--------|------------------|
| 40571 | M ラップ付        | 横結びタイプ インナーラップ付 AAMIレベル3 水準      | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40572 | L ラップ付        | 横結びタイプ インナーラップ付 AAMIレベル3 水準      | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40573 | LL ラップ付       | 横結びタイプ インナーラップ付 AAMIレベル3 水準      | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40574 | 3L ラップ付       | 横結びタイプ インナーラップ付 AAMIレベル3 水準      | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40575 | M10 ラップ・マスク付  | 横結び・マスク付タイプ インナーラップ付 AAMIレベル3 水準 | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40576 | L10 ラップ・マスク付  | 横結び・マスク付タイプ インナーラップ付 AAMIレベル3 水準 | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40577 | LL10 ラップ・マスク付 | 横結び・マスク付タイプ インナーラップ付 AAMIレベル3 水準 | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40578 | 3L10 ラップ・マスク付 | 横結び・マスク付タイプ インナーラップ付 AAMIレベル3 水準 | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40528 | M             | 横結びタイプ 補強部付 AAMIレベル3 水準          | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40529 | L             | 横結びタイプ 補強部付 AAMIレベル3 水準          | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |
| 40530 | LL            | 横結びタイプ 補強部付 AAMIレベル3 水準          | 袋  | 25 袋/箱 | 2 箱 (50 袋) / ケース |

●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン 首ひも・マスクひも: スパンレース不織布 ラップ: クラフト紙  
 【補強部】防水透湿生地 (PP 不織布/PE フィルム) ●色: ブルー



# アイソレーションガウン

## 使用例

院内感染防止用として様々なシーンでご使用いただけます

病棟・救急・分娩室・簡易的な処置に・面会患者用など



<ブルー>



<イエロー>



紐タイプ



マジックタイプ


※SMSのみ

首元は2種類



全種類

バリア性の高い  
カフ付袖口



※各寸法は下部の規格表をご参考下さい

**レギュラー**

<基布拡大>  撥水

<色>  

【素材】PP不織布

**SMS**

<基布拡大>  撥水

<色>  

**AAMIレベル2水準**

▲ 衝撃耐水性 (AATCC42)  $\leq 1.0g$

▲ 耐水圧 (JIS L 1092)  $\geq 20cm$

※上記データは測定値であり保証値ではありません

**防水**

<基布拡大>  防水

<色> 

<防水タイプ #2>

← 腕まわり、前面に  
防水加工を施しています

## OW アイソレーションガウン

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | タイプ   | 種類                 |              | 規格 (cm)   |           |           | 後ろ首元 | 素材                        | AAMI<br>レベル水準              | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数                  |                       |
|-------|-------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------|----------------------------|----|----------|-----------------------|-----------------------|
|       |       |                    |              | A<br>(着丈) | B<br>(身巾) | C<br>(袖丈) |      |                           |                            |    |          |                       |                       |
| 40538 | レギュラー | #3                 | イエロー         | 115       | 68        | 56.5      | 紐    | PP 不織布                    | —                          | 枚  | 10 枚／ポリ袋 | 20 ポリ袋<br>(200 枚)／ケース |                       |
| 40539 |       |                    | ブルー          | 115       | 68        | 56.5      | 紐    | PP 不織布                    | —                          | 枚  | 10 枚／ポリ袋 | 20 ポリ袋<br>(200 枚)／ケース |                       |
| 40582 | SMS   | SMS                | イエロー         | 125       | 70        | 57        | 紐    | SMS 不織布                   | 2                          | 枚  | 10 枚／ポリ袋 | 20 ポリ袋<br>(200 枚)／ケース |                       |
| 40635 |       |                    | ブルー          | 125       | 70        | 57        | 紐    | SMS 不織布                   | 2                          | 枚  | 10 枚／ポリ袋 | 20 ポリ袋<br>(200 枚)／ケース |                       |
| 40592 |       | SMS<br>マジック<br>タイプ | イエロー         | 125       | 70        | 57        | マジック | SMS 不織布                   | 2                          | 枚  | 10 枚／ポリ袋 | 20 ポリ袋<br>(200 枚)／ケース |                       |
| 40593 |       |                    | ブルー          | 125       | 70        | 57        | マジック | SMS 不織布                   | 2                          | 枚  | 10 枚／ポリ袋 | 20 ポリ袋<br>(200 枚)／ケース |                       |
| 40617 | SMS   | 防水                 | SMS<br>防水タイプ | イエロー      | 129       | 79        | 58   | 紐                         | 防水生地<br>(SMS 不織布／ PE フィルム) | —  | 枚        | 10 枚／ポリ袋              | 10 ポリ袋<br>(100 枚)／ケース |
| 40551 | 防水    | 防水タイプ<br>#2        | イエロー         | 125       | 70        | 58        | 紐    | 防水生地<br>(PP 不織布／ PE フィルム) | 3                          | 枚  | 10 枚／ポリ袋 | 20 ポリ袋<br>(200 枚)／ケース |                       |

●袖口カフ付(リブタイプ) ●【40617】薬剤耐性試験済 (ASTM F 739)



# エプロン

## I OW PE エプロン袖付ブルー


### 袖付 親指フックタイプ



- 防水性にすぐれ、血液・体液・排泄物等の浸透を防御
- 1枚ずつ取り出し可能なミシン目入り化粧箱



#### 着衣方法




#### 脱衣方法



## I OW エプロンブルーワイドタイプ

### 袖なし ワイドタイプ



## II OW エプロン

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm) |                  | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数                |
|-------|------------|-------------|------------------|----|--------|---------------------|
| 44666 | 袖付ブルー      | 着丈: 約 112   | 袖付タイプ 親指サムフックタイプ | 箱  | 10 枚/箱 | 32 箱 (320 枚) / ケース  |
| 44845 | ブルー ワイドタイプ | 着丈: 約 120   | 袖なしタイプ ワイドタイプ    | 箱  | 50 枚/箱 | 20 箱 (1000 枚) / ケース |

●素材: 防水生地 (PE) ●フリーサイズ ●色: ブルー

# シューズカバー

## ● 使用シーンに合わせた 3 種のタイプ●

### ショートタイプ



ノンスリップ加工  
(底面)

### ミドルタイプ



ノンスリップ生地  
(外側全体)

### ロングタイプ



※輪ゴム部：ラテックスフリー

ノンスリップ生地  
(外側全体)

## II OW シューズカバー

- ▶ 血液・体液で滑りやすい環境でもしっかり滑り止め効果を発揮
- ▶ 1足ずつ包み量んでいるのでピッキングが簡単

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類      | 規格       | 丈【伸長時】<br>(単位：cm) | 色      | 単位 | 内箱入数            | 外箱入数                      |
|-------|---------|----------|-------------------|--------|----|-----------------|---------------------------|
| 40579 | ショートタイプ | ノンスリップ加工 | 16×40             | ライトブルー | 枚  | 100 枚※ 50 足／ポリ袋 | 10 ポリ袋(1000 枚)※ 500 足／ケース |
| 40192 | ミドルタイプ  | ノンスリップ素材 | 21×40             | ブルー    | 箱  | -               | 1 箱(50 足)／ケース             |
| 40394 | ロングタイプ  | ノンスリップ素材 | 42×40             | ブルー    | 箱  | -               | 1 箱(50 足)／ケース             |

●素材：【40579】撥水生地（PP スパンボンド不織布） 【40192・40394】吸水／防水生地（PP スパンボンド不織布／PE フィルム）

# アームカバー

## II OW アームカバー

- ▶ 術中の腕のカバーアイテムとして

EOG

AC

プラズマ



<OW アームカバー #615>

EOG滅菌済

EOG滅菌済

| 品コード  | 種類         | 規格（単位：cm）              | 単位 | 外箱入数【発注単位】              |
|-------|------------|------------------------|----|-------------------------|
| 44110 | #612 100 入 | 18×38 ゴム式              | 箱  | 1 箱(100 枚)／ケース<br>[2 箱] |
| 44111 | #612       | 18×38 ゴム式              | 袋  | 100 枚(ポリ袋)／ケース          |
| 44113 | #615       | 19×36 袖口カフ付<br>(リブタイプ) | 袋  | 100 袋／ケース               |

●素材：撥水生地（SMS 不織布）、ポリプロピレン ●ライトグリーン ※ラテックス有（輪ゴム部）

## キャップ

### 使用例

院内感染防止用として 様々なシーン でご使用いただけます  
手術室、病棟、中央材料室、外来面会用など

大きめ  
タイプ



グリーン



ブルー

選べる  
4カラー

※マスクは別売です



ピンク



ホワイト

Point

伸縮性◎  
通気性◎

### OW キャップ (ナースキャップ)

- ▶ 髪の長い方でもかぶりやすい大きめサイズ
- ▶ 病棟や中央材料室、ICUなどで幅広く使用

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類   | 規格     | 単位 | 内箱入数    | 外箱入数             |
|-------|------|--------|----|---------|------------------|
| 40590 | グリーン | 大きめサイズ | 箱  | 100 枚/箱 | 10 箱(1000 枚)/ケース |
| 40594 | ブルー  | 大きめサイズ | 箱  | 100 枚/箱 | 10 箱(1000 枚)/ケース |
| 40595 | ピンク  | 大きめサイズ | 箱  | 100 枚/箱 | 10 箱(1000 枚)/ケース |
| 40596 | ホワイト | 大きめサイズ | 箱  | 100 枚/箱 | 10 箱(1000 枚)/ケース |

●素材：ポリプロピレン

## OW キャップ (ドクターキャップ)

EOG

AC

プラズマ



<OW キャップ#20 (防水タイプ)>

| 品コード         | 種類     | 色       | 素材                                              | 単位 | 内箱入数    | 外箱入数              |
|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------|----|---------|-------------------|
| 40101        | #612 M | ライトグリーン | 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン                          | 箱  | 100 枚/箱 | 4 箱 (400 枚) / ケース |
| 40092        | #612 L | ライトグリーン | 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン                          | 箱  | 100 枚/箱 | 4 箱 (400 枚) / ケース |
| (※)<br>40156 | #20 M  | ブルー     | 側面: 吸水生地 (スパンレース不織布)、レーヨン、ポリエステル<br>天面: ポリプロピレン | 箱  | 100 枚/箱 | 4 箱 (400 枚) / ケース |
| (※)<br>40157 | #20 L  | ブルー     | 側面: 吸水生地 (スパンレース不織布)、レーヨン、ポリエステル<br>天面: ポリプロピレン | 箱  | 100 枚/箱 | 4 箱 (400 枚) / ケース |

※ 【#20】 ムレを防ぐためにキャップの天面はメッシュの不織布を使用

## サージカルマスク



<ゴムタイプ 中身>



<ヒモタイプ 中身>



<ゴムタイプ>



<ヒモタイプ>

## OW サージカルマスク

▶ 口元からの感染防止・保護に

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類          | 規格 (単位: cm)                         | ノーズブリッジ | 耳ヒモ              | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数                |
|-------|-------------|-------------------------------------|---------|------------------|----|--------|---------------------|
| 40542 | ゴムタイプ レベル 1 | 縦: 約 9.5 × 横: 約 17.5<br>丸ゴムタイプ ホワイト | ポリエチレン  | ポリエステル<br>ポリウレタン | 箱  | 50 枚/箱 | 40 箱 (2000 枚) / ケース |
| 40605 | ヒモタイプ クラス 2 | 縦: 約 9.5 × 横: 約 17.5<br>ヒモタイプ ブルー   | アルミ     | ポリプロピレン          | 箱  | 50 枚/箱 | 40 箱 (2000 枚) / ケース |

● 素材: 【本体】 ポリプロピレン ● 【40542】 ASTM-F2100-19 レベル 1 適合 【40605】 JIS T 9001 クラス 2 適合





# グローブ

▶ 手元の感染防止・保護に

用途

汚物物品の処理、傷・粘膜に触れる時など、医療現場のさまざまな場面でご使用いただけます

■採血 ■排泄物・吐物処理 ■粘膜・創部処理 ■薬剤調整 ■器材の洗浄・消毒 など

優れた伸縮性とフィット性

(ASTM D6319適合)

耐薬品性

血液由来病原体不浸透性

抗がん剤耐性



指先エンボス  
(滑り止め) 加工



2 カラー

ホワイト

ブルー

各4サイズ

XS・S・M・L

200枚入

- 未滅菌 ●ラテックスフリー
- 左右兼用 ●パウダーフリー

食品衛生法適合品

## II アメジストニトリルグローブα

医療機器

| 品コード  | 種類 | 色    | 規格 (単位: cm) |       |        | 単位 | 外箱入数                |
|-------|----|------|-------------|-------|--------|----|---------------------|
| 44837 | XS | ホワイト | 掌部の幅 7.5    | 全長 23 | 200 枚入 | 箱  | 10 箱 (2000 枚) / ケース |
| 44838 | S  |      | 掌部の幅 8.5    | 全長 23 | 200 枚入 | 箱  | 10 箱 (2000 枚) / ケース |
| 44839 | M  |      | 掌部の幅 9.5    | 全長 23 | 200 枚入 | 箱  | 10 箱 (2000 枚) / ケース |
| 44840 | L  |      | 掌部の幅 10.5   | 全長 23 | 200 枚入 | 箱  | 10 箱 (2000 枚) / ケース |
| 44841 | XS | ブルー  | 掌部の幅 7.5    | 全長 23 | 200 枚入 | 箱  | 10 箱 (2000 枚) / ケース |
| 44842 | S  |      | 掌部の幅 8.5    | 全長 23 | 200 枚入 | 箱  | 10 箱 (2000 枚) / ケース |
| 44843 | M  |      | 掌部の幅 9.5    | 全長 23 | 200 枚入 | 箱  | 10 箱 (2000 枚) / ケース |
| 44844 | L  |      | 掌部の幅 10.5   | 全長 23 | 200 枚入 | 箱  | 10 箱 (2000 枚) / ケース |

●販売名: アメジストニトリルグローブ ●届出番号: 27B1X00112116100 ●一般医療機器 (クラスI) ●一般的名称: 非天然ゴム製検査・検診用手袋  
●食品衛生法適合品 ●素材: ニトリルゴム (ラテックス・パウダーフリー) ●指先滑り止め加工 ●左右兼用





# 個人防護用キット

## || PPEキット

- ▶ 医療従事者、介助者用キャップ・マスク・ガウンの便利な一人分セット
- ▶ スタンダードプリコーション (標準予防策) に



<A>



<B>

EOG 滅菌済

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                                                        | 単位  | 外箱入数      |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 65155 | A  | OW マスクホワイト 1 枚<br>ディスボキャップブルー 1 枚<br>OW アイソレーションガウンブルー 1 枚<br>ポリ袋入 | セット | 50セット/ケース |
| 65156 | B  | OW マスクホワイト 1 枚<br>ディスボキャップブルー 1 枚<br>OW 手術用ガウン #811 L 1 枚          | セット | 50セット/ケース |

## || MBPキット

- ▶ 外来の処置室や病棟ベッドの上など、清潔区域の確保が難しい環境下において、ドクター 1 人で操作ができる設計
- ▶ MBP(Maximum Barrier Precautions: マキシマム・バリア・プリコーション)に必要な商品が滅菌済でセットに
- ▶ 使用する順番で梱包。必要な商品が入っているため、準備がスムーズになり作業時間削減に



使用順で  
滅菌梱包済

- ①サージカルマスク・
  - ②キャップ の下に
  - ③手術用ガウン・
  - ④全身用ドレープを
  - ⑤インナーラップ
- で包み、セット

<MBP キット#1>

EOG

AC

プラズマ

EOG 滅菌済

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                                                                                                                                   | 単位  | 内箱入数     | 外箱入数               |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|
| 65307 | -  | OW マスクホワイト 1 枚<br>ディスボキャップブルー 1 枚<br>OW 手術用ガウン #212 L 1 枚<br>OW 吸水防水 #819 120×120φ9 テープ付 1 枚<br>OW 吸水防水 #814 120×150 1 枚<br>インナーラップ 90×90 1 枚 | セット | 10 セット/箱 | 2 箱 (20 セット) / ケース |
| 65510 | #1 | OW マスクホワイト 1 枚<br>ディスボキャップブルー 1 枚<br>OW 手術用ガウン #212 L 1 枚<br>OW 吸水防水 #819 150×180φ6×8 テープ付 1 枚<br>インナーラップ 90×90 1 枚                           | セット | 10 セット/箱 | 2 箱 (20 セット) / ケース |

※キャップ・マスクはインナーラップの外についています

# オイフ・アナフ

- ▶ ドレープ性にすぐれた不織布製
- ▶ 器械台シートや腹部オイフとして




<オイフ #912>



<オイフ #913>  
テープ付



<アナフ #915>  
穴あきタイプ



<アナフ #916>  
穴あきタイプ・テープ付

## ① 優れたバリア性


撥水・防水・撥水の3層構造で  
バリア性に優れています

## ② 透湿機能付

中間層は防水機能と透湿機能を兼ね備え  
バリア性を保ちながら湿気を外へ逃がすため  
患者様のムレ等の不快感を軽減します

## ③ 柔らかなドレープ性

やわらかくドレープ性に優れています



## ワンウェイオイフ・アナフ

EOG減価償却


医療機器

| 品コード  | 種類          | 規格 (単位: cm)        | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数         |
|-------|-------------|--------------------|----|-------|--------------|
| 41488 | オイフ         | #912 60×60         | 袋  | 50袋/箱 | 4箱(200袋)/ケース |
| 41489 |             | #912 90×90         | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 41490 |             | #912 90×120        | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 41491 |             | #912 90×180        | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 41492 |             | #912 120×120       | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 41493 |             | #912 120×150       | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 41494 |             | #912 120×180       | 袋  | 20袋/箱 | 4箱(80袋)/ケース  |
| 41495 |             | #912 150×180       | 袋  | 15袋/箱 | 4箱(60袋)/ケース  |
| 41496 |             | #912 180×210       | 袋  | 15袋/箱 | 4箱(60袋)/ケース  |
| 41505 | オイフ<br>テープ付 | #913 60×60 テープ付    | 袋  | 50袋/箱 | 4箱(200袋)/ケース |
| 41497 |             | #913 90×90 テープ付    | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 41506 |             | #913 120×120 テープ付  | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 42475 | アナフ         | #915 45×45 φ4.5    | 袋  | 50袋/箱 | 4箱(200袋)/ケース |
| 42476 |             | #915 60×60 φ6      | 袋  | 50袋/箱 | 4箱(200袋)/ケース |
| 42477 |             | #915 60×60 φ9      | 袋  | 50袋/箱 | 4箱(200袋)/ケース |
| 42478 |             | #915 90×90 φ6      | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 42479 |             | #915 90×90 φ9      | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 42444 |             | #915 90×90 φ12     | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 42480 |             | #915 90×120 φ9     | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 42481 |             | #915 120×120 φ9    | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 42482 | アナフ<br>テープ付 | #916 90×90 φ6 テープ付 | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |
| 42483 |             | #916 90×90 φ9 テープ付 | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |

●販売名: 滅菌ワンウェイドレープ K ●届出番号: 27B1X00112208100 ●一般医療機器 (クラスI) ●一般的名称: 単回使用汎用サージカルドレープ  
●素材: 撥水/防水/撥水生地 (SFS 不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー ※φ (ファイ) = 穴あきタイプの穴の直径

## ワンウェイソフトラミ オイフ・アナフ

- ▶ 高いバリア性の AAMIレベル 4水準品
- ▶ 肌触りの良いスパンレース製の不織布にフィルム加工を施した二層構造
- ▶ 吸水性と防水性を兼ね備えた各種ラインナップ



**AAMIレベル4 水準**

衝撃耐水性 (AATCC42)  $\leq 1.0g$   
 耐水圧 (JIS L1092)  $\geq 50 \text{ cm}$   
 人工血液バリア性 (ASTM F1670) : 合格  
 ウイルスバリア性 (ASTM F1671) : 合格

※上記データは測定値であり保証値ではありません

EOG 滅菌済 医療機器

| 品コード  | 種類                    |              | 規格（単位：cm） |       | 単位     | 内箱入数     | 外箱入数              |
|-------|-----------------------|--------------|-----------|-------|--------|----------|-------------------|
| 41545 | オイフ<br>#1314          | 60X60        | 60×60     |       | 袋      | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 41541 |                       | 90X90        | 90×90     |       | 袋      | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| 41546 |                       | 90X120       | 90×120    |       | 袋      | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| 41547 |                       | 120X120      | 120×120   |       | 袋      | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| 41549 |                       | 120X180      | 120×180   |       | 袋      | 20 袋 / 箱 | 4 箱 (80 袋) / ケース  |
| 41551 |                       | 185×180      | 185×180   |       | 袋      | 15 袋 / 箱 | 4 箱 (60 袋) / ケース  |
| 42628 | アナフ<br>#1318          | 45X45 φ 4.5  | 45×45     | φ 4.5 | 袋      | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 42629 |                       | 60X60 φ 6    | 60×60     | φ 6   | 袋      | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 42630 |                       | 60X60 φ 9    | 60×60     | φ 9   | 袋      | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 42631 |                       | 90X90 φ 9    | 90×90     | φ 9   | 袋      | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| 42632 | アナフ<br>#1319<br>テープ付き | 45X45 φ 4.5  | 45×45     | φ 4.5 | テープ付 袋 | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 42448 |                       | 60X60 φ 6    | 60×60     | φ 6   | テープ付 袋 | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 42633 |                       | 60X60 φ 9    | 60×60     | φ 9   | テープ付 袋 | 50 袋 / 箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |
| 42634 |                       | 90X90 φ 6    | 90×90     | φ 6   | テープ付 袋 | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| 42449 |                       | 90X90 φ 9    | 90×90     | φ 9   | テープ付 袋 | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| 42636 |                       | 120X120 φ 9  | 120×120   | φ 9   | テープ付 袋 | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |
| 42637 |                       | 120X120 φ 12 | 120×120   | φ 12  | テープ付 袋 | 25 袋 / 箱 | 4 箱 (100 袋) / ケース |


●販売名: 滅菌ワンウェイドレープ K ●届出番号: 27B1X00112208100 ●一般医療機器 (クラス I) ●一般的名称: 単回使用汎用サージカルドレープ  
 ●素材: スパンレース性不織布、非透湿性 PE フィルム ●色: ライトグリーン ●AAMI レベル 4 水準 ●1 枚入 ※ $\phi$  (ファイ) = 穴あきタイプの穴の直径



## 産婦人科

### II OW メインシート (三角穴)

- ▶ 三角穴形状で、縦切開・横切開どちらにも対応
- ▶ 羊水・血液等を360度パウチで集液可能



< S2631WP#01 >



EOG滅菌済

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm)                |                           | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数             |
|-------|------------|----------------------------|---------------------------|----|-------|------------------|
| 41512 | S2631WP#01 | 257×310 ウイング型<br>三角穴 19×24 | 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン    | 袋  | 5 袋/箱 | 2 箱 (10 袋) / ケース |
| 41348 | K2631WP#01 | パウチ ー体型<br>コードホルダー         | 吸水/防水生地 (PP 不織布/ PE フィルム) | 袋  | 5 袋/箱 | 2 箱 (10 袋) / ケース |

●色: ブルー ●閉脚型

### II OW メインシート (角穴)

- ▶ 角穴形状で、縦切開・横切開どちらにも対応
- ▶ 立体設計の集液パウチで血液・体液・生理食塩水等の漏れを防止
- ▶ スライドセパレーター付きでセッティングの時間を短縮
- ▶ ドレープ(メインシート) をスクリーンと一体化(ウイング型)、ドレーピングをスピーディーに
- ▶ 開窓部の位置調整後にセッティングが可能のため、貼り直す手間を軽減



スライドセパレーター

矢印の方向へひっぱるだけで  
離型紙をはがせる

EOG滅菌済


| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm)                        |                        | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数             |
|-------|------------|------------------------------------|------------------------|----|-------|------------------|
| 41392 | S2029WP#01 | 193×290 ウイング型<br>角穴 (台形型) 15×25×21 | 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン | 袋  | 5 袋/箱 | 2 箱 (10 袋) / ケース |
|       |            | パウチ ー体型                            |                        |    |       |                  |

●色: ブルー ●閉脚型


## II OW メインシートキット



< S2029WP7#01 >



< S2029P7#01 >



< S2029WP7#01 >

単位 (cm)

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類          | 規格 (単位: cm)                         | 単位  | 内箱入数    | 外箱入数               |
|-------|-------------|-------------------------------------|-----|---------|--------------------|
| 41297 | S2029P7#01  | メインシート S2029P7#01<br>193×290        | 4 枚 | 5 セット/箱 | 2 箱 (10 セット) / ケース |
| 41301 | S2029WP7#01 | メインシート S2029WP7#01<br>193×290 ウイング型 | 4 枚 | 5 セット/箱 | 2 箱 (10 セット) / ケース |

●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン ●色: ブルー ●閉脚型

## II 帝王切開キット (SMS)



帝王切開用  
ドレープとして

OW メインシート  
S2029WP#01 ... 1 枚



ベビー受け  
として

OW ベビータオル  
100×100 ... 1 枚

素材: レーヨン不織布



包材 (インナーラップ)・  
器械台シート  
として

OW 吸水防水シート #1114  
100×120 ... 1 枚


EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm)                  | 単位  | 内箱入数    | 外箱入数               |
|-------|-----|------------------------------|-----|---------|--------------------|
| 65469 | #01 | メインシート S2029WP#01<br>193×290 | 1 枚 | 5 セット/箱 | 2 箱 (10 セット) / ケース |

●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン ●色: ブルー

## Ⅱ 帝王切開キット (SFS)

- ▶ 360度集液パウチが血液・羊水などをコントロールし、床を汚さない清潔なオペが可能
- ▶ セッティングから後処理まで、緊急時でも安全・スピーディーに対応可能
- ▶ パウチドレープに一体化されたインサイズドレープが、皮膚常在菌の移動を抑え、消毒状態を長時間確保




| 品コード  | 種類   | 規格 (単位: cm)                                                                                                         | 単位  | 内箱入数    | 外箱入数               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|
| 65209 | KP#1 | メインシート SFS1518#102<br>150×180 穴φ25<br>・デクステックスII 137×137 1枚<br>・レギンスカバー #912 45×100 1足<br>・パウチ #2057 1枚<br>・コードホルダー | セット | 5 セット/箱 | 2 箱 (10 セット) / ケース |
| 65208 | HP#1 | メインシート SFS1529#106<br>150×290 穴φ25<br>・デクステックスII 137×137 1枚<br>・パウチ #2057 1枚<br>・コードホルダー                            | セット | 5 セット/箱 | 2 箱 (10 セット) / ケース |

●素材: 撥水/防水/撥水生地 (SFS 不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー

## Ⅱ 腔式キット

- ▶ 腔式子宮全摘出術・子宮内容除去術・頸管縫縮術等の腔式オペに最適
- ▶ オペに応じて、パウチの開閉部が容易に広げられるようにメインシートの穴を大きめに設定
- ▶ ドレープ性・撥水性・バクテリアバリアー性・低発塵性に優れたスパンレース不織布を使用




| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                                                              | 単位  | 内箱入数    | 外箱入数               |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|
| 65222 | #1 | 腔式ドレープ #01<br>150×210 穴φ14<br>・レギンスカバー #912 45×100 1足<br>・OW 腔式パウチ #1 1枚 | セット | 5 セット/箱 | 2 箱 (10 セット) / ケース |

●素材: 撥水/防水/撥水生地 (SFS 不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー



## II ラパロキット婦人科用


- ▶ 婦人科の腹腔鏡手術用ドレープ
- ▶ スクリーン一体化(ウイング型) によりドレーピングをスピーディーに行うことが可能
- ▶ 腹部の五角形開窓部は、日本人の体型に合わせたサイズ設計になっており、五角穴まわりは裏テープ付き、下の穴まわりは裏テープ
- ▶ サイドパウチは、手術台を傾けても器具が落下しにくい深さがあり、両サイドに取り付けたマジックテープをスライドさせることにより開口部を調整可能
- ▶ 開窓部周辺はスライドセパレーター(矢印をひっぱるだけで離型紙を剥がすことが可能)
- ▶ コードホルダーが6箇所セッティングされており、場面に応じてコードの取り付けが可能
- ▶ レギンスカバーは透明フィルムタイプのため、術中の脚の状態やマッサージ機等のコード接続が目視により容易に確認可能



サイドパウチはワイヤー付きで開口部を調整可能。マジックでも調整可能



レギンスカバーが透明になっているので目視可能



### スライドセパレーター

矢印の方向へひっぱるだけで  
離型紙をはがせる

EOG滅菌済

| 品コード  | 種類 | 規格(単位:cm)                                                                           | 単位                                          | 内箱入数 | 外箱入数                    |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------|
| 65320 | #1 | ・婦人科ラパロドレープ #05<br>257×260 ウイング型<br>五角穴 22×27(上部) 穴Φ12(下部)<br>サイドパウチ 一体型<br>コードホルダー | ・透明レギンスカバー 60×135 1足<br>・デクステクスⅢ 137×137 1枚 | セット  | 5セット/箱<br>2箱(10セット)/ケース |

●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン ●色: ブルー ●開脚型




## 一般外科

### II OW ラパロドレープ

- ▶ スクリーン一体化 (ウイング型) によりドレーピングをスピーディーに行うことが可能
- ▶ 腹部の五角形開窓部は、日本人の体形に合わせたサイズ設計に
- ▶ 開窓部の五角穴まわりは裏テープ付きで、スライドセパレーター (矢印を引っ張るだけで離型紙を剥がすことが可能)
- ▶ 周辺にはコードホルダーが 8箇所セッティングされているため、場面に応じてコードの取り付けが可能
- ▶ 開窓部周辺は高吸収不織布を広く使用しているため、血液・体液・生理食塩水の拡散を防止
- ▶ サイドパウチは深さがあるため、手術台を傾けても器具落下を防止
- ▶ ワイヤーと両サイドに取り付けたマジックテープを調整することにより開口部の調整が可能
- ▶ ノンスリップエリアありでニュートラルゾーンとして使用可能



< #08 >



単位 (cm)

#### スライドセパレーター

矢印の方向へ引っばるだけで  
離型紙をはがせる



サイドパウチはワイヤー付きで開口部調整可能。マジックでも調整可能



EOG滅菌済

| 品コード  | 種類  | 規格（単位：cm）                  |                                     | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数          |
|-------|-----|----------------------------|-------------------------------------|----|-------|---------------|
| 41175 | #08 | 257×310 ウイング型<br>五角穴 22×27 | サイドパウチ 一体型<br>ノンスリップエリア有<br>コードホルダー | 袋  | 5 袋／箱 | 2 箱（10 袋）／ケース |


●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン ●色: ブルー ●閉脚型

## OW メインシート (ウイング型)

- ▶ 外科開腹など多目的に使用可能
- ▶ ノンスリップエリアありでニュートラルゾーンとして使用可能
- ▶ 穴まわりは裏テープ付き



< S2631WSP#100 >




EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類           | 規格 (単位: cm)               | 単位 | 内箱入数    | 外箱入数             |
|-------|--------------|---------------------------|----|---------|------------------|
| 41284 | S2631WSP#100 | 257×310<br>ウイング型 角穴 10×30 | 袋  | 5 袋 / 箱 | 2 箱 (10 袋) / ケース |

●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン ●色: ブルー ●閉脚型

## OW メインシート (SMS)



< S1526#01 >


< S2029#01 >

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類       | 規格 (単位: cm)     | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数             |
|-------|----------|-----------------|----|----------|------------------|
| 41291 | S1526#01 | 150×260 角穴 2×35 | 袋  | 10 袋 / 箱 | 2 箱 (20 袋) / ケース |
| 41292 | S2029#01 | 193×290 角穴 2×35 | 袋  | 5 袋 / 箱  | 2 箱 (10 袋) / ケース |

●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン ●色: ブルー ●閉脚型

## II OW メインシート (SFS)



< SFS1529#01 >


EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm)         | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数             |
|-------|------------|---------------------|----|--------|------------------|
| 41436 | SFS1529#01 | 150 × 290 角穴 5 × 25 | 袋  | 10 袋/箱 | 2 箱 (20 袋) / ケース |


●素材: 撥水/防水/撥水生地 (SFS 不織布) ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー ●閉脚型

## II OW U 型ドレープ

▶ 固定しにくい術野に



< #02 >



< #05 >

(単位: cm)

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm)              | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数             |
|-------|-----|--------------------------|----|--------|------------------|
| 41008 | #02 | 150 × 240 U スリット 15 × 70 | 袋  | 10 袋/箱 | 4 箱 (40 袋) / ケース |
| 41009 | #05 | 195 × 290 U スリット 15 × 90 | 袋  | 5 袋/箱  | 2 箱 (10 袋) / ケース |


●素材: 撥水/防水/撥水生地 (SFS 不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー



# 整形外科

## OW 整形外科ドレープ

▶ 整形外科の手術用ドレープ



EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm)                  | 単位 | 内箱入数 | 外箱入数        |
|-------|-----|------------------------------|----|------|-------------|
| 41448 | #40 | 195 × 290 伸縮穴φ6 コードホルダー      | 袋  | 5袋/箱 | 2箱(10袋)/ケース |
| 41449 | #41 | 195 × 290 伸縮穴φ9 コードホルダー      | 袋  | 5袋/箱 | 2箱(10袋)/ケース |
| 41450 | #42 | 195 × 290 伸縮穴15 × 18 コードホルダー | 袋  | 5袋/箱 | 2箱(10袋)/ケース |
| 41057 | #15 | 195 × 290 伸縮穴φ12 コードホルダー     | 袋  | 5袋/箱 | 2箱(10袋)/ケース |


●素材: 撥水/防水/撥水生地 (SFS 不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー ●閉脚型

## OW 関節鏡ドレープキット

- ▶ パウチとメインシートの一体化により、ドレーピングをスピーディーに行うことが可能
- ▶ パウチにより、手術時に使用する大量の生理食塩水の集液・排液が容易に可能



< 関節鏡ドレープ >



< 関節鏡ドレープ >

(単位: cm)

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm)                                                           | 単位  | 内箱入数   | 外箱入数          |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 41010 | #06 | 関節鏡ドレープ ・パウチ #1203 付 (排水口外径φ 1.8) 一体型<br>195 × 290 伸縮穴φ 20 ・ホース 1m 1本 | セット | 5セット/箱 | 2箱(10セット)/ケース |

●素材: 撥水/防水/撥水生地 (SFS 不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー

## 関節鏡キット

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                                                                                           | 単位  | 内箱入数   | 外箱入数          |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 65204 | #3 | 整形外科ドレープ #40 ・パウチ #1233 付 (排水口外径φ 1.8) 1枚<br>195 × 290 伸縮穴φ 6 ・ホース 1m 1本<br>・インナーラップ 90 × 90 (SMS) 1枚 | セット | 5セット/箱 | 2箱(10セット)/ケース |

●素材: 撥水/防水/撥水生地 (SFS 不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー




## その他

### II TUR キット (泌尿器科)

▶ 内視手術時に



< TURドレープ #05 >



< TURドレープ #05 >

EOG滅菌済

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                                                                                                                  | 単位  | 内箱入数   | 外箱入数          |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| 65197 | #1 | TURドレープ #05<br>150×150 穴φ6<br>・パウチ 指のう(φ6) ※ 一体型<br>・コードホルダー<br>・ホース1m 1本<br>・レギンスカバー#912 45×100 1足<br>・デクステックスII 137×137 1枚 | セット | 5セット/箱 | 2箱(10セット)/ケース |


●素材: 撥水/防水/撥水生地(SFS不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー ●ラテックス有: ※指のう部

### II OW 眼科ドレープ (眼科)

▶ 眼科分野での手術用ドレープ



< #05 >



< #05 >

EOG滅菌済

| 品コード  | 種類    | 規格 (単位: cm)              | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数        |
|-------|-------|--------------------------|----|-------|-------------|
| 41035 | #05   | 90×90 穴4×6 パウチ #2004 一体型 | 袋  | 25袋/箱 | 2箱(50袋)/ケース |
| 41499 | #76   | 90×90 穴3×5 パウチ 一体型       | 袋  | —     | 30袋/ケース     |
| 41500 | #77   | 90×90 穴4×6               | 袋  | —     | 30袋/ケース     |
| 41501 | #78   | 90×90 穴4×6 パウチ 一体型       | 袋  | —     | 30袋/ケース     |
| 41498 | #75   | 120×120 穴5×7 パウチ 一体型     | 袋  | —     | 30袋/ケース     |
| 41749 | 外来手術用 | 60×45 穴4×6               | 袋  | —     | 100袋/ケース    |

●素材: 撥水/防水/撥水生地(SFS不織布)、ポリプロピレン・ポリエチレン ●色: ブルー  
【41749のみ】●素材: 吸水/防水生地(レーヨン・コットン不織布/PEフィルム) ●色: ライトグリーン





# ドレープ小物

## II OW パウチ

▶ 受水袋で液体回収が容易に



<#1101>



<#1203>



<#2004>



<#1205>



<#3007>



<#1233>



<#2010>

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類    | 規格 (単位: cm)            | 用途               | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数             |
|-------|-------|------------------------|------------------|----|--------|------------------|
| 44400 | #1101 | 排水口外径φ 1    ホース 1m     | 泌尿器科・脳外科・産婦人科・眼科 | 袋  | 10 袋/箱 | 2 箱 (20 袋) / ケース |
| 44402 | #1203 | 排水口外径φ 1.8    ホース 1m   | 関節鏡              | 袋  | 10 袋/箱 | 2 箱 (20 袋) / ケース |
| 44403 | #2004 | ポケット型                  | 全科               | 袋  | 15 袋/箱 | 2 箱 (30 袋) / ケース |
| 44412 | #1205 | 排水口外径φ 1.8    ホース 50cm | 泌尿器科・外科・産婦人科     | 袋  | 10 袋/箱 | 2 箱 (20 袋) / ケース |
| 44533 | #3007 | 排水口外径φ 1 (閉口)          | 産婦人科・外科          | 袋  | 10 袋/箱 | 2 箱 (20 袋) / ケース |
| 44292 | #1233 | 排水口外径φ 1.8    ホース 1m   | 関節鏡              | 袋  | 10 袋/箱 | 2 箱 (20 袋) / ケース |
| 42165 | #2010 | φ 8                    | 産婦人科             | 袋  | —      | 40 袋/ケース         |

●素材: ポリエチレン

## II OW ポケット

▶ 器具・鉄袋小物入れに

EOG 滅菌済



<#611>



<#612>


| 品コード  | 種類   | 規格 (単位: cm)       | 単位 | 外箱入数      |
|-------|------|-------------------|----|-----------|
| 44121 | #611 | 17×30    1 連型 1 枚 | 袋  | 100 袋/ケース |
| 44125 | #612 | 24×26    2 連型 1 枚 | 袋  | 100 袋/ケース |

●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン    ●色: ライトグリーン

## II OW オイフテープ

▶ ドレープやチューブ・コードの固定に

EOG 滅菌済




| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm) | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数              |
|-------|-----|-------------|----|--------|-------------------|
| 44034 | #12 | 7×40    4 枚 | 袋  | 50 袋/箱 | 4 箱 (200 袋) / ケース |

●素材: 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン    ●色: ブルー

## 器械台カバー

▶ 器械盤に当たる部分は撥水不織布でカバーし、手術器械の滑りを予防

### OW メイオスタンドカバー



#### AAMIレベル4 水準

衝撃耐水性 (AATCC42)  $\leq 1.0g$   
 耐水圧 (JIS L1092)  $\geq 50$  cm  
 人工血液バリア性 (ASTM F1670) : 合格  
 ウイルスバリア性 (ASTM F1671) : 合格

※上記データは測定値であり保証値ではありません

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm) |         |               | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数             |
|-------|-----|-------------|---------|---------------|----|--------|------------------|
| 44703 | #16 | 60 × 140    | 折り返し 13 | AAMI レベル 4 水準 | 袋  | 20 袋/箱 | 2 箱 (40 袋) / ケース |

●素材: ポリエチレン・【メイヨ台上面】 撥水生地 (パルプ不織布)

### OW 器械台カバー



裏面に仮固定用テープ付


▶ 展開時のズレを軽減

#### AAMIレベル4 水準

衝撃耐水性 (AATCC42)  $\leq 1.0g$   
 耐水圧 (JIS L1092)  $\geq 50$  cm  
 人工血液バリア性 (ASTM F1670) : 合格  
 ウイルスバリア性 (ASTM F1671) : 合格

※上記データは測定値であり保証値ではありません

／ 選べる4サイズ ／



EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類        | 規格 (単位: cm) |          |               | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数             |
|-------|-----------|-------------|----------|---------------|----|--------|------------------|
| 44060 | 127 × 140 | 127 × 140   | 仮固定用テープ付 | AAMI レベル 4 水準 | 袋  | 20 袋/箱 | 2 箱 (40 袋) / ケース |
| 44080 | 137 × 190 | 137 × 190   | 仮固定用テープ付 | AAMI レベル 4 水準 | 袋  | 20 袋/箱 | 2 箱 (40 袋) / ケース |
| 44741 | 150 × 180 | 150 × 180   | 仮固定用テープ付 | AAMI レベル 4 水準 | 袋  | 20 袋/箱 | 2 箱 (40 袋) / ケース |
| 44753 | 150 × 240 | 150 × 240   | 仮固定用テープ付 | AAMI レベル 4 水準 | 袋  | 20 袋/箱 | 2 箱 (40 袋) / ケース |

●素材: ポリエチレン・【器械台上面】 撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン



## 医療補助製品

### II OWトレイ



EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類      | 規格 (単位 : cm) | 単位 | 内箱入数      | 外箱入数                |
|-------|---------|--------------|----|-----------|---------------------|
| 44296 | 21×13×3 | 21×13×3      | ケ  | 200 ケ/ポリ袋 | 1 ポリ袋 (200 ケ) / ケース |
| 44297 | 29×18×3 | 29×18×3      | ケ  | 100 ケ/ポリ袋 | 1 ポリ袋 (100 ケ) / ケース |

●素材 : ポリプロピレン ●無蛍光

### II ディスポトレイ



EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類   | 規格 (単位 : cm) | 単位 | 内箱入数      | 外箱入数                |
|-------|------|--------------|----|-----------|---------------------|
| 82479 | DT-1 | 16.5×12×3    | 箱  | 100 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (200 枚) / ケース |
| 81133 | DT-2 | 21×13×3      | 箱  | 100 枚/ポリ袋 | 3 ポリ袋 (300 枚) / ケース |
| 81134 | DT-3 | 28.5×18×3    | 箱  | 100 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (200 枚) / ケース |

●素材 : 紙製

### II ザ・カウント



EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位 : cm) | 単位 | 内箱入数   | 外箱入数              |
|-------|----|--------------|----|--------|-------------------|
| 83085 | -  | 縫合針カウント用磁石   | ケ  | 21 ケ/箱 | 8 箱 (168 ケ) / ケース |



特許取得済  
(特許第 6896248 号)

大阪大学次世代内視鏡治療学共同研究講座  
(中島清一特任教授)との共同開発品

内視鏡スコープ先端レンズの加温・拭き取り・曇り止め製品

# ラパホット®

ガンマ線滅菌済

日本製

従来手順

ラパホット®なら、  
従来手順が **ワンストップ** で完了

## Step 1 加温



ステンレスボトルの中の  
生理食塩水にレンズをつけて加温

## Step 2 拭き取り



ガーゼで拭き取る

## Step 3 曇り止め



曇り止め剤を塗布する  
(その後ガーゼでなじませる)

※固定テープ付属

・手術開始前の手順・

ラパホット®  
開封


20分程度静置

適温まで上昇  
※持続時間 約7時間

静置時から  
スコープ先端を  
挿入しておくだけで  
OK!



ラパホット® 使用前



ラパホット® 使用后



※ラパホット® は国立大学法人大阪大学と大衛株式会社の共同登録商標です

## ラパホット®

- ▶ 加温・拭き取り・曇り止めがワンストップで完了
- ▶ 準備物品が大幅に軽減
- ▶ 器械出し看護師・助手のサポート業務の軽減
- ▶ スコープ挿入時の先端レンズの破損リスクゼロ

ガンマ線滅菌済

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm)                                               | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数         |
|-------|----|-----------------------------------------------------------|----|-------|--------------|
| 84412 | —  | ・ラパホット® 本体 約 13.2×10 1枚<br>・固定テープ 約 7×2.5 2枚<br>・取扱説明書 1枚 | 袋  | 25袋/箱 | 4箱(100袋)/ケース |

●素材:【本体】内容物:鉄粉・水・活性炭・吸水性樹脂・塩類・パーミキュライト  
表面材:ナイロンスパンボンド不織布(界面活性剤含浸済)【固定テープ】ポリプロピレン



# 滅菌用ラップ



▶ 滅菌用包材や器械台シートとして

## II 滅菌ラップ SMS

- ▶ バクテリアの非透過性を保つ、高い撥水性
- ▶ 他の不織布に比べ最も塵埃の発生が少ない(リントフリー)
- ▶ 正しく隙間なく包装できる柔らかさ



### シングルタイプ

### ダブルタイプ



滅菌ラップを2枚重ねて熱圧着  
→業務軽減に

熱圧着箇所



●2色（ブルー・ホワイト）の不織布を重ねて圧着しているためピンホール（穴あき）が発見しやすい

●色違いの同等生地を使用しているため、リバーシブルに使用可能

EOG

AC

プラズマ


ホルムアルデヒド

| 品コード  | 種類                   | 規格 (cm) |         | 耐重量目安※           | 形状   | 単位 | 内箱入数      | 外箱入数                 |
|-------|----------------------|---------|---------|------------------|------|----|-----------|----------------------|
| 44811 | 3030 ライト S1000 イリ    | 30×30   | 1000 枚入 | ライト<br>(0～4kg)   | シングル | 箱  | 500 枚/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (1000 枚) / ケース |
| 44812 | 6060 ライト S520 イリ     | 60×60   | 520 枚入  |                  | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 26 ポリ袋 (520 枚) / ケース |
| 44813 | 6060 ライト D260 イリ     | 60×60   | 260 組入  |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 26 ポリ袋 (260 組) / ケース |
| 44814 | 7575 ライト S400 イリ     | 75×75   | 400 枚入  |                  | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 20 ポリ袋 (400 枚) / ケース |
| 44815 | 7575 ライト D200 イリ     | 75×75   | 200 組入  |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 20 ポリ袋 (200 組) / ケース |
| 44816 | 9090 ライト S260 イリ     | 90×90   | 260 枚入  |                  | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 13 ポリ袋 (260 枚) / ケース |
| 44817 | 9090 ライト D130 イリ     | 90×90   | 130 組入  |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 13 ポリ袋 (130 組) / ケース |
| 44822 | 120120 ライト S140 イリ   | 120×120 | 140 枚入  |                  | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 7 ポリ袋 (140 枚) / ケース  |
| 44823 | 120120 ライト D70 イリ    | 120×120 | 70 組入   |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 7 ポリ袋 (70 組) / ケース   |
| 44853 | 137137 ライト D60 イリ    | 137×137 | 60 組入   |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 6 ポリ袋 (60 組) / ケース   |
| 44849 | 6060 ミディアム S500 イリ   | 60×60   | 500 枚入  | ミディアム<br>(4～6kg) | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 25 ポリ袋 (500 枚) / ケース |
| 44818 | 9090 ミディアム S220 イリ   | 90×90   | 220 枚入  |                  | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 11 ポリ袋 (220 枚) / ケース |
| 44819 | 9090 ミディアム D110 イリ   | 90×90   | 110 組入  |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 11 ポリ袋 (110 組) / ケース |
| 44821 | 100100 ミディアム D100 イリ | 100×100 | 100 組入  |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 10 ポリ袋 (100 組) / ケース |
| 44824 | 120120 ミディアム S120 イリ | 120×120 | 120 枚入  |                  | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 6 ポリ袋 (120 枚) / ケース  |
| 44825 | 120120 ミディアム D60 イリ  | 120×120 | 60 組入   |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 6 ポリ袋 (60 組) / ケース   |
| 44828 | 137137 ミディアム S100 イリ | 137×137 | 100 枚入  |                  | シングル | 箱  | 10 枚/ポリ袋  | 10 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 44831 | 137180 ミディアム S70 イリ  | 137×180 | 70 枚入   |                  | シングル | 箱  | 10 枚/ポリ袋  | 7 ポリ袋 (70 枚) / ケース   |
| 44820 | 9090 ヘビー S200 イリ     | 90×90   | 200 枚入  | ヘビー<br>(6～11kg)  | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 10 ポリ袋 (200 枚) / ケース |
| 44826 | 120120 ヘビー S100 イリ   | 120×120 | 100 枚入  |                  | シングル | 箱  | 20 枚/ポリ袋  | 5 ポリ袋 (100 枚) / ケース  |
| 44827 | 120120 ヘビー D50 イリ    | 120×120 | 50 組入   |                  | ダブル  | 箱  | 10 組/ポリ袋  | 5 ポリ袋 (50 組) / ケース   |
| 44829 | 137137 ヘビー S80 イリ    | 137×137 | 80 枚入   |                  | シングル | 箱  | 10 枚/ポリ袋  | 8 ポリ袋 (80 枚) / ケース   |
| 44830 | 137137 ヘビー D40 イリ    | 137×137 | 40 組入   |                  | ダブル  | 箱  | 5 組/ポリ袋   | 8 ポリ袋 (40 組) / ケース   |
| 44832 | 150160 ヘビー D25 イリ    | 150×160 | 25 組入   |                  | ダブル  | 箱  | 5 組/ポリ袋   | 5 ポリ袋 (25 組) / ケース   |


●カラー：【シングル】ブルー 【ダブル】ブルー・ホワイト ●素材：撥水生地 (SMS 不織布)、ポリプロピレン

※耐重量目安：2重包装で使用した場合であり、保証値ではありません

## II インナーラップ



<デクステックスⅡ>



<デクステックスⅢ>

EOG

AC

プラズマ

| 品コード  | 種類              | 規格 (cm)      | 耐重量目安※ | 単位 | 内箱入数      | 外箱入数                |
|-------|-----------------|--------------|--------|----|-----------|---------------------|
| 44071 | デクステックスⅡ CSR30  | 30×30 グリーン   | 約 7kg  | 箱  | 500 枚／ポリ袋 | 4 ポリ袋 (2000 枚) ／ケース |
| 44005 | デクステックスⅡ CSR60  | 60×60 グリーン   | 約 7kg  | 箱  | 100 枚／ポリ袋 | 5 ポリ袋 (500 枚) ／ケース  |
| 44006 | デクステックスⅡ CSR90  | 90×90 グリーン   | 約 7kg  | 箱  | 25 枚／ポリ袋  | 8 ポリ袋 (200 枚) ／ケース  |
| 44007 | デクステックスⅡ CSR12  | 120×120 グリーン | 約 7kg  | 箱  | 25 枚／ポリ袋  | 4 ポリ袋 (100 枚) ／ケース  |
| 44299 | デクステックスⅡ CSR137 | 137×137 グリーン | 約 7kg  | 箱  | 25 枚／ポリ袋  | 4 ポリ袋 (100 枚) ／ケース  |
| 44008 | デクステックスⅡ CSR150 | 150×150 グリーン | 約 7kg  | 箱  | 25 枚／ポリ袋  | 4 ポリ袋 (100 枚) ／ケース  |
| 44054 | デクステックスⅢ CSR30  | 30×30 ブルー    | 約 10kg | 箱  | 500 枚／ポリ袋 | 4 ポリ袋 (2000 枚) ／ケース |
| 44050 | デクステックスⅢ CSR90  | 90×90 ブルー    | 約 10kg | 箱  | 25 枚／ポリ袋  | 8 ポリ袋 (200 枚) ／ケース  |
| 44064 | デクステックスⅢ CSR120 | 120×120 ブルー  | 約 10kg | 箱  | 25 枚／ポリ袋  | 4 ポリ袋 (100 枚) ／ケース  |
| 44284 | デクステックスⅢ CSR137 | 137×137 ブルー  | 約 10kg | 箱  | 25 枚／ポリ袋  | 4 ポリ袋 (100 枚) ／ケース  |
| 44065 | デクステックスⅢ CSR150 | 150×150 ブルー  | 約 10kg | 箱  | 25 枚／ポリ袋  | 4 ポリ袋 (100 枚) ／ケース  |

●素材：撥水生地（バブル・ポリエステル不織布） ●撥アルコール性タイプ



# 患者用ガウン


▶ 検査衣、術前・術後の患者衣として

## II OW 患者用ガウン

- ▶ 内視鏡や放射線科の検査衣として
- ▶ 術前・術後・緊急患者・ICU・病棟の患者衣として
- ▶ 分娩衣・授乳衣として

### 吸水タイプ

素材：レーヨン・ポリエステル 製法：スパンレース不織布(吸水)



和服型



ロイヤル

和服型



和服型 B

両肩開閉型



両肩開閉型 B

#### 両肩から開閉可能

- カテーテルをつけたまま脱着ができます
- 患者衣を着たまま麻酔が可能です
- 患者さんの負担・羞恥心軽減に役立ちます

#### マジックテープ付き

- 小柄な方でもはだけにくくなっています

### 撥水タイプ

素材：ポリプロピレン 製法：SMS 不織布(撥水)



ノースリーブ前開型



#616

両肩開閉型



#17

#### 両肩から開閉可能

- カテーテルをつけたまま脱着ができます
- 患者衣を着たまま麻酔が可能です
- 患者さんの負担・羞恥心軽減に役立ちます

#### マジックテープ付き

- 小柄な方でもはだけにくくなっています

Point /

#### 後ろ中心にミシン目入

- 用途に応じて後ろ開きにできます
- 麻酔後などミシン目より脱衣が可能です

| 品コード  | 種類       | 着丈              | 規格 (cm)       |                |                 |       | 素材                                  | 単位 | 内箱入数        | 外箱入数                |
|-------|----------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-------|-------------------------------------|----|-------------|---------------------|
| 40453 | ロイヤル     | 約110            | 和服型           | ピンク<br>グレンチェック | フリーサイズ          | 1枚    | 吸水生地<br>(スパンレース不織布)、<br>レーヨン・ポリエステル | 袋  | 20袋<br>／箱   | 2箱 (40袋)<br>／ケース    |
| 40025 | 和服型 B    | 約107            | 和服型           | ブルー            | フリーサイズ          | 1枚    |                                     | 袋  | 25袋<br>／ポリ袋 | 2ポリ袋 (50袋)<br>／ケース  |
| 40104 | 和服型 B    | 約107            | 和服型           | ブルー            | フリーサイズ          | 100枚入 |                                     | 箱  | 25袋<br>／ポリ袋 | 4ポリ袋 (100袋)<br>／ケース |
| 40026 | 両肩開閉型 B  | 約120            | 両肩開閉型         | ブルー            | フリーサイズ          | 1枚    |                                     | 袋  | 25袋<br>／ポリ袋 | 2ポリ袋 (50袋)<br>／ケース  |
| 40074 | #616     | 約105            | ノースリーブ<br>前開型 | ライトグリーン        | フリーサイズ          | 1枚    | 撥水生地<br>(SMS不織布)、<br>ポリプロピレン        | 袋  | —           | 20袋／ケース             |
| 40564 | #17      | 約117            | 両肩開閉型         | ブルー            | フリーサイズ<br>ミシン目入 | 1枚    |                                     | 袋  | —           | 50袋／ケース             |
| 40570 | 検査用ガウン M | 約122<br>後巾: 約60 | 和服型           | ブルー            | M               | 50枚入  |                                     | 箱  | 25袋<br>／ポリ袋 | 2ポリ袋 (50袋)<br>／ケース  |
| 40565 | 検査用ガウン L | 約134<br>後巾: 約64 | 和服型           | ブルー            | L               | 50枚入  |                                     | 箱  | 25袋<br>／ポリ袋 | 2ポリ袋 (50袋)<br>／ケース  |

# 検査衣

## II OW 検査衣


- ▶ 検査衣として
- ▶ 術前・術後の患者衣として
- ▶ 内視鏡や放射線科の患者衣として

### ディスポーザブル 検査用トランクス

／羞恥心軽減のために**透けにくい色**を使用しました／

- ◆ 注腸用パンツとして
- ◆ 内視鏡検査時に
- ◆ 肛門検査時に

着用したまま検査ができる便利な穴あきタイプ



**ウエスト調節が可能です!**

※ひもは結んでご使用ください

穴なしタイプ



穴あきタイプ



バックスタイル

ロングタイプ

穴あきタイプ



バックスタイル

### ディスポーザブル 検査用スカート

- ◆ 産婦人科の内診時に
- ◆ 各種検査時に

ロングタイプ



バックスタイル

### ディスポーザブル 検査用ケープ

- ◆ 乳房検査用の検査衣として



ケープオープンスタイル

| 品コード  | 種類           | 規格 (cm) | 用途                                                                | 素材                            | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数                   |
|-------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----------|------------------------|
| 40568 | 検査衣          | 上 M     | 身丈: 約 70 後巾: 約 56                                                 | 撥水生地<br>(SMS 不織布)、<br>ポリプロピレン | 箱  | 25 袋/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 袋)<br>/ケース   |
| 40566 |              | 上 L     | 身丈: 約 76 後巾: 約 68                                                 |                               | 箱  | 25 袋/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 袋)<br>/ケース   |
| 40569 |              | 下 M     | ウエスト: 約 58 ~ 90 ヒップ: 約 116<br>ズボン丈: 約 90 股下: 約 60                 |                               | 箱  | 25 袋/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 袋)<br>/ケース   |
| 40567 |              | 下 L     | ウエスト: 約 70 ~ 110 ヒップ: 約 133<br>ズボン丈: 約 98 股下: 約 66                |                               | 箱  | 25 袋/ポリ袋 | 2 ポリ袋 (50 袋)<br>/ケース   |
| 40329 | 検査用<br>トランクス | 穴あきフリー  | ウエスト: 約 62 ~ 130 丈: 約 56<br>股下: 約 29 後部スリット: 約 20                 | 撥水生地<br>(ポリプロピレン<br>不織布)      | 枚  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚)<br>/ケース  |
| 40404 |              | ロング穴あき  | ウエスト: 約 62 ~ 120 丈: 約 80<br>股下: 約 48 後部スリット: 約 20                 |                               | 枚  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚)<br>/ケース  |
| 40138 |              | カバー付フリー | ウエスト: 約 62 ~ 130 丈: 約 56<br>股下: 約 29 後部スリット: 約 20<br>カバーの長さ: 約 35 |                               | 枚  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚)<br>/ケース  |
| 40403 |              | 穴なしフリー  | ウエスト: 約 62 ~ 130 丈: 約 50<br>股下: 約 23                              |                               | 枚  | 25 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚)<br>/ケース  |
| 40561 | 検査用<br>スカート  | フリー     | ウエスト: 約 62 ~ 130 丈: 約 61                                          | 撥水生地<br>(SMS 不織布)、<br>ポリプロピレン | 袋  | 25 袋/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚)<br>/ケース  |
| 40562 |              | #17 ロング | ウエスト: 約 62 ~ 115 丈: 約 82                                          |                               | 袋  | 25 袋/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚)<br>/ケース  |
| 40563 | 検査用<br>ケープ   | -       | 前丈: 約 43 両肩サイドスリット入り                                              |                               | 箱  | 10 枚/ポリ袋 | 10 ポリ袋 (100 枚)<br>/ケース |

● 1 枚入 ● 色: ブルー ※検査用トランクスのみダークネイビー



# レギンスカバー

## II OW レギンスカバー

- ▶ 分娩時の脚部カバー
- ▶ 汚染防止・感染防止に



<#1112 30×86>



<#1112 45×100 サイズ60>



<#1112 45×100 サイズ15>



<#912 45×100 サイズ15>



<#912 45×100 サイズ35>

EOG滅菌済

| 品コード  | 種類    | 規格 (cm) | 縫い | 折り返し | タイプ       | 素材                                        | 単位 | 内箱入数  | 外箱入数         |
|-------|-------|---------|----|------|-----------|-------------------------------------------|----|-------|--------------|
| 45086 | #1112 | 30×86   | 56 | —    | スタンダードタイプ | 撥水生地<br>(SMS不織布)、<br>ポリプロピレン              | 袋  | 30袋/箱 | 4箱(120袋)/ケース |
| 45087 | #1112 | 45×100  | 60 | 10   | 股受けタイプ    |                                           | 袋  | 30袋/箱 | 4箱(120袋)/ケース |
| 45094 | #1112 | 45×100  | 15 | 10   | 踵受けタイプ    |                                           | 袋  | 30袋/箱 | 4箱(120袋)/ケース |
| 45084 | #912  | 45×100  | 15 | 10   | 踵受けタイプ    | 撥水/防水/撥水生地<br>(SFS不織布)、<br>ポリプロピレン・ポリエチレン | 袋  | 30袋/箱 | 2箱(60袋)/ケース  |
| 45085 | #912  | 45×100  | 35 | 10   | スタンダードタイプ |                                           | 袋  | 30袋/箱 | 2箱(60袋)/ケース  |

●カラー：ブルー ●ヒモ式

## 耳帯・三角巾

▶ 患部の固定などに



<耳帯>

### 耳帯

EOG滅菌済

| 品コード  | 種類     | 規格 (単位: cm)  | 単位    | 外箱入数       |
|-------|--------|--------------|-------|------------|
| 39647 | # 1515 | 当ガーゼ 15×15 付 | 1 枚包装 | 袋          |
|       |        |              |       | 50 袋 / ケース |

●素材: 綿、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン

### 三角巾

| 品コード  | 種類 | 規格 (単位: cm) | 単位 | 内箱入数       | 外箱入数                |
|-------|----|-------------|----|------------|---------------------|
| 84032 | 小  | 75×75×105   | 袋  | 20 袋 / ポリ袋 | 5 ポリ袋 (100 袋) / ケース |
| 84031 | 中  | 91×91×128   | 袋  | 20 袋 / ポリ袋 | 5 ポリ袋 (100 袋) / ケース |
| 84030 | 大  | 105×105×150 | 袋  | 20 袋 / ポリ袋 | 5 ポリ袋 (100 袋) / ケース |


●素材: 綿 ●無蛍光 ●1 枚入



<三角巾>

## 胸帯

▶ 胸部手術後の患部保護や処置などに



<胸帯 CG>

### 胸帯 CG

| 品コード  | 種類      | 規格 (単位: cm)          | 単位 | 外箱入数       |
|-------|---------|----------------------|----|------------|
| 38319 | (晒 3 重) | 33×140 3 重 16×60 2 重 | 枚  | 30 枚 / ケース |

●素材: 晒木綿

### 片胸帯

| 品コード  | 種類       | 規格 (単位: cm) | 単位 | 外箱入数       |
|-------|----------|-------------|----|------------|
| 38123 | M アイボリー  | 胸囲 60～70    | 袋  | 10 袋 / ケース |
| 38124 | L アイボリー  | 胸囲 70～90    | 袋  | 10 袋 / ケース |
| 38125 | LL アイボリー | 胸囲 85～110   | 袋  | 10 袋 / ケース |

●素材: 綿、ポリウレタン ●2 方向 伸縮性生地 ●肩・脇マジック開閉 ●1 枚入




<片胸帯>

# 腹帯

▶ 手術後、産後、軽度の腰痛などに

## Ⅱ 術後腹帯マジックタイプ

- ▶ 伸縮性にすぐれた生地を使用
- ▶ マジックテープ2本ベルト式で装着しやすい設計
- ▶ 男女兼用



＜術後腹帯マジックタイプ 図＞




＜術後腹帯マジックタイプ＞




＜術後腹帯マジックタイプベージュ・ピンク＞

| 品コード  | 種類          | ウエスト<br>(単位: cm) | ヒップ<br>(単位: cm) | 単位 | 内箱入数     | 外箱入数              |
|-------|-------------|------------------|-----------------|----|----------|-------------------|
| 38060 | フリーサイズ ホワイト | 55 ~ 105         | 75 ~ 105        | 枚  | 15 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (60 枚)/ ケース |
| 38401 | 大きめサイズ ホワイト | 80 ~ 125         | 100 ~ 125       | 袋  | 10 袋/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (40 袋)/ ケース |
| 38703 | フリーサイズ ベージュ | 55 ~ 105         | 75 ~ 105        | 枚  | 15 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (60 枚)/ ケース |
| 38704 | フリーサイズ ピンク  | 55 ~ 105         | 75 ~ 105        | 枚  | 15 枚/ポリ袋 | 4 ポリ袋 (60 枚)/ ケース |

●メイン素材: 綿 中綿: ポリエステル ●面ファスナー・2本ベルト式 ●伸縮腹帯 ●男女兼用 ●キルティング加工● 1枚入



＜術後腹帯 B3＞



＜術後腹帯 C130＞

## Ⅱ 術後腹帯

| 品コード  | 種類   | 規格 (単位: cm) |      |                 | 単位 | 外箱入数        |
|-------|------|-------------|------|-----------------|----|-------------|
| 38031 | B3   | 34 × 130    | 3 枚重 | 切込              | 枚  | 30 枚 / ケース  |
| 38033 | C130 | 34 × 130    | 3 枚重 |                 | 枚  | 30 枚 / ケース  |
| 38035 | D    | 34 × 150    | 2 枚重 | 1cm ズラシ縫 2本テープ付 | 枚  | 30 枚 / ケース  |
| 95168 | 1 入  | 34 × 135    | 2 枚重 | 1cm ズラシ縫 2本テープ付 | 枚  | 100 枚 / ケース |

●素材: 綿 ●無蛍光

## 丁字帯

▶ 綿 100%タイプ、不織布タイプ各種ラインナップ



| 品コード  | 種類        | 規格 (単位: cm) |       |             |                       | 単位 | 外箱入数     | 【発注単位】 |
|-------|-----------|-------------|-------|-------------|-----------------------|----|----------|--------|
| 60014 | #2 1入     | 30×88       | 1枚入   | 綿 100%(無蛍光) | 切込入<br>防水シート(27×57)貼り | 枚  | 50枚/ケース  | 【2ケース】 |
| 60015 | #3 1入     | 33×90       | 1枚入   | 綿 100%(無蛍光) | 切込入                   | 枚  | 50枚/ケース  | 【2ケース】 |
| 60069 | #5 1入     | 34×92       | 1枚入   | 綿 100%(無蛍光) |                       | 枚  | 50枚/ケース  | 【2ケース】 |
| 60019 | #250 1入   | 25×90       | 1枚入   | 不織布         |                       | 枚  | 100枚/ケース | 【2ケース】 |
| 60020 | #250 100入 | 25×90       | 100枚入 | 不織布         |                       | 袋  | 4袋/ケース   |        |

## 使い捨てショーツ

- ▶ 三方開きの 丁字帯タイプのパンツ
- ▶ 伸縮性不織布使用
- ▶ 術後、出産前後にも使用可能



<フィットパンツ>

### Ⅱ フィットパンツ

| 品コード  | 種類        | ウエスト<br>(単位: cm) | ヒップ<br>(単位: cm) | 単位 | 内箱入数    | 外箱入数              |
|-------|-----------|------------------|-----------------|----|---------|-------------------|
| 60034 | #1 フリーサイズ | 60～100           | 87～108          | 枚  | 20枚/ポリ袋 | 4ポリ袋(80枚)/<br>ケース |

●伸縮性不織布 ●丁字帯型 ●三方開き ●面ファスナー式ベルト ●撥水性 ●1枚入



## Ⅱ 使い捨て T パンツ

- ▶ 撥水性に優れ、ソフトな肌ざわり
- ▶ 伸縮性素材でパットを包み、しっかりフィット
- ▶ 幅広いサイズ調整が可能なマジックテープ式ベルト（三方開きタイプ）で、着用したままでパット交換や診察可能



＜使い捨て T パンツ＞



＜使い捨て T パンツ 中身＞



| 品コード  | 種類 | ウエスト<br>(単位: cm) | ヒップ<br>(単位: cm) | 単位 | 内箱入数       | 外箱入数                |
|-------|----|------------------|-----------------|----|------------|---------------------|
| 60393 | M  | 60 ~ 90          | 87 ~ 100        | 枚  | 25 枚 / ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 60394 | L  | 65 ~ 100         | 95 ~ 108        | 枚  | 25 枚 / ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |
| 60395 | LL | 70 ~ 110         | 103 ~ 116       | 枚  | 25 枚 / ポリ袋 | 4 ポリ袋 (100 枚) / ケース |

●伸縮性不織布 ●丁字帯型 ●三方開き ●面ファスナー式ベルト ●撥水性 ●1 枚入

## 術後パットマルチ

### ▶ 術後の患者さん用ケアパット



＜術後パットマルチ＞



＜術後パットマルチ 中身＞

| 品コード  | 種類 | ウエスト<br>(単位: cm) | 規格 (単位: cm)                                        | 単位  | 外箱入数         |
|-------|----|------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------|
| 53005 | M  | 80 ~ 95          | ・マルチフィットベルト白 8×83 1 枚<br>・オサンパットギャザータイプ 32×70 1 枚  | セット | 40 セット / ケース |
| 53006 | L  | 90 ~ 105         | ・マルチフィットベルト白 8×93 1 枚<br>・オサンパットギャザータイプ 32×70 1 枚  | セット | 40 セット / ケース |
| 53007 | LL | 100 ~ 115        | ・マルチフィットベルト白 8×103 1 枚<br>・オサンパットギャザータイプ 32×70 1 枚 | セット | 40 セット / ケース |

# ワンタッチ肌着

- ▶ 綿 100%素材で汗をすばやく吸収する介護用肌着
- ▶ 丸マジック式ボタンでかんたんに着脱
- ▶ 着脱せずに検温できる「検温用脇穴」付き
- ▶ 介護用、入院・療養・リハビリ用に



＜紳士用 半袖＞



＜紳士用 7分袖＞



＜婦人用 半袖＞



＜婦人用 7分袖＞



## Ⅱ 紳士用

| 品コード  | 種類     | 胸囲 (単位: cm) | 身長 (単位: cm) | ウエスト (単位: cm) | 単位 | 外箱入数       |
|-------|--------|-------------|-------------|---------------|----|------------|
| 38419 | M 半袖   | 88 ~ 96     | 165 ~ 175   | 76 ~ 84       | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38420 | L 半袖   | 96 ~ 104    | 175 ~ 185   | 84 ~ 94       | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38421 | LL 半袖  | 104 ~ 112   | 177 ~ 185   | 94 ~ 104      | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38404 | M 7分袖  | 88 ~ 96     | 165 ~ 175   | 76 ~ 84       | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38406 | L 7分袖  | 96 ~ 104    | 175 ~ 185   | 84 ~ 94       | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38408 | LL 7分袖 | 104 ~ 112   | 177 ~ 185   | 94 ~ 104      | 枚  | 20 枚 / ケース |

●素材: 綿

## Ⅱ 婦人用

| 品コード  | 種類     | バスト (単位: cm) | 身長 (単位: cm) | ウエスト (単位: cm) | ヒップ (単位: cm) | 単位 | 外箱入数       |
|-------|--------|--------------|-------------|---------------|--------------|----|------------|
| 38412 | M 半袖   | 79 ~ 87      | 150 ~ 160   | 64 ~ 70       | 87 ~ 95      | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38414 | L 半袖   | 86 ~ 94      | 155 ~ 165   | 69 ~ 79       | 92 ~ 100     | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38415 | LL 半袖  | 93 ~ 101     | 160 ~ 170   | 77 ~ 86       | 97 ~ 105     | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38416 | M 7分袖  | 79 ~ 87      | 150 ~ 160   | 64 ~ 70       | 87 ~ 95      | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38417 | L 7分袖  | 86 ~ 94      | 155 ~ 165   | 69 ~ 79       | 92 ~ 100     | 枚  | 20 枚 / ケース |
| 38418 | LL 7分袖 | 93 ~ 101     | 160 ~ 170   | 77 ~ 86       | 97 ~ 105     | 枚  | 20 枚 / ケース |

●素材: 綿

## ガーゼ寝巻



- ▶ ガーゼを使用した肌触りに優れた寝巻
- ▶ 男女別で各種サイズラインナップ



<ガーゼおねまき 紳士用>



<ガーゼおねまき 婦人用>



### || ガーゼおねまき

| 品コード  | 種類     | 規格 (単位: cm)                       | 単位 | 外箱入数       |
|-------|--------|-----------------------------------|----|------------|
| 38624 | 紳士用 M  | 身丈 140 身巾 145 衿 65 適合身長 160 ~ 170 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38628 | 紳士用 L  | 身丈 145 身巾 145 衿 65 適合身長 170 ~ 175 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38630 | 紳士用 LO | 身丈 145 身巾 155 衿 65 適合身長 170 ~ 175 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38625 | 婦人用 M  | 身丈 130 身巾 145 衿 63 適合身長 155 ~ 160 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38629 | 婦人用 L  | 身丈 135 身巾 145 衿 63 適合身長 160 ~ 165 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38631 | 婦人用 LO | 身丈 135 身巾 155 衿 63 適合身長 160 ~ 165 | 枚  | 30 枚 / ケース |

●素材: 綿 ※柄はランダムのため選べません



＜ガーゼおねまき E 紳士用＞



＜ガーゼおねまき E 婦人用＞



＜背中上部に裏ガーゼ＞



＜ガーゼおねまき E 婦人用＞

## Ⅱ ガーゼおねまき E

| 品コード  | 種類     | 規格（単位：cm）                         | 単位 | 外箱入数       |
|-------|--------|-----------------------------------|----|------------|
| 38730 | 紳士用 S  | 身丈 135 身巾 145 裾 65 適合金長 160 ～ 165 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38731 | 紳士用 M  | 身丈 140 身巾 145 裾 65 適合金長 165 ～ 170 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38732 | 紳士用 L  | 身丈 145 身巾 145 裾 65 適合金長 170 ～ 175 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38733 | 紳士用 LO | 身丈 145 身巾 155 裾 65 適合金長 170 ～ 175 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38734 | 婦人用 S  | 身丈 125 身巾 145 裾 63 適合金長 150 ～ 155 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38735 | 婦人用 M  | 身丈 130 身巾 145 裾 63 適合金長 155 ～ 160 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38736 | 婦人用 L  | 身丈 135 身巾 145 裾 63 適合金長 160 ～ 165 | 枚  | 30 枚 / ケース |
| 38738 | 婦人用 LO | 身丈 135 身巾 155 裾 63 適合金長 160 ～ 165 | 枚  | 30 枚 / ケース |

●素材：綿 ●エコノミータイプ ●裏ガーゼは背中上部に使用 ※柄はランダムのため選べません

# 水溶性ランドリーバッグ

## 特長

- ▶ 使用済みのリネンを入れる**水溶性のランドリーバッグ**です
- ▶ 汚染されたリネン類に**触れずに洗濯**することができます
- ▶ 本体は **65℃以上のお湯で溶解**するため、熱水洗濯機に**バッグごと投入**できます



## → 使用手順

### STEP 01 使用済みのリネン類をランドリーバッグに入れます。

リネン類が濡れている場合は、乾いた部分または乾いたリネン類で包みこんでからランドリーバッグに入れてください。

### STEP 02 付属のピンク色のテープでランドリーバッグの口を縛ります。

※ランドリーバッグの口は直接結ばないようにご注意ください。結び目が洗濯中に溶ける場合があります。

### STEP 03 ランドリーバッグごと洗濯機に投入します。

感染対策として推奨されている **熱水消毒<sup>\*</sup>** (80℃以上10分間以上)

の際に適切に溶解できる設計となっています

※日本病院寝具協会発行「寝具類の消毒に関するガイドライン」より

●材質：PVA

【本体】 【テープ】

●溶解温度：65℃以上・15℃以上  
(上記温度以外でも溶け始めます)

## 使用上の注意

●ランドリーバッグに水分が触れないようにご注意ください。●水溶性のランドリーバッグのため、濡れた手または手袋で取り扱わないでください。●ランドリーバッグにリネン類を詰め込みすぎないようにご注意ください。●濡れたリネン類をランドリーバッグに長時間入れたままにしないでください。●リネン類が入ったランドリーバッグが保管中または輸送中に濡れないように注意してください。●特殊な洗剤を使用する場合は水溶性を確保するために、より高温での洗濯が必要になる場合があります。事前に袋が溶けるか確認して使用ください。●リネン類の詰め込みすぎや熱水温度など、使用環境によってはバッグの溶け残りが発生する場合がありますのでご注意ください。

## 保管及び取り扱い上の注意

●極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●水に濡れないところに保管してください。●未使用時は以下の環境での保管を推奨しています。(室温:15℃～30℃、湿度:40～50%) ●未使用時は外袋のジッパーの封をして保管してください。●小児や誤って使用する恐れのある方の手の届かない所に保管してください。●赤み、はれ、かゆみ等の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し医師に相談してください。

## Ⅱ アメジスト水溶性ランドリーバッグ

| 品コード  | 種類              | 規格 (単位: cm)            | 単位 | 入数               |
|-------|-----------------|------------------------|----|------------------|
| 84430 | スタンダードタイプ 71×99 | 71×99 厚み: 25μm 1袋 25枚入 | 袋  | 8袋 (200枚) / ケース  |
| 84453 | スタンダードタイプ 66×84 | 66×84 厚み: 25μm 1袋 25枚入 | 袋  | 10袋 (250枚) / ケース |
| 84431 | ハードタイプ 38×50    | 38×50 厚み: 35μm 1袋 40枚入 | 袋  | 10袋 (400枚) / ケース |

●素材：PVA ●色：【本体】半透明 【テープ】ピンク




# 滅菌タオル


## 特長

- ▶ レーヨン不織布を採用し、拭き取りしやすいです
- ▶ やわらかくて肌触りが良く、摩擦による繊維残りが少ないです
- ▶ 65枚入りで経済的にお使いいただけます
- ▶ 本体まわりの外装フィルム部分をもつことで、本体に触れずに清潔にタオルホルダーへセッティングができます

### ▶ 基布寸法



### ▶ 化粧箱寸法



(単位: cm)




基布拡大

EOG  
滅菌済




本体は外装フィルムに包まれ  
滅菌バッグに入っています


## ▶▶ ホルダーへの装着手順




滅菌袋を開封し、製品本体の  
外装フィルムを持ったまま  
取り出します。



製品本体の上下を確認して、  
外装フィルムをつけた状態で  
ホルダーへセットします。



ホルダーにセッティング後、  
外装フィルムを下部方向へ  
引っ張り剥がします。



外装フィルムを剥がしたら、  
タオルを取り出してください。  
1枚目からでも清潔にお使い  
いただけます。

## || OW アメジスト滅菌タオル

EOG 滅菌済

| 品コード  | 種類    | 規格 (単位: cm) |          | 単位 | 入数         |
|-------|-------|-------------|----------|----|------------|
| 44847 | 65 イリ | 50 × 15     | 1箱 65 枚入 | 箱  | 20 箱 / ケース |

●素材: レーヨン不織布



# 晒木綿

## 千羽鶴晒木綿

- ▶ 腹帯、腹巻、おむつ、手ぬぐい、さらしなどに
- ▶ お腹帯と呼ばれる妊婦さんの安産祈願としても使用可能
- ▶ 腹部の保護・冷えの予防・腰痛防止などに役立つ
- ▶ 生地が厚めで吸水性・通気性あり



< 千羽鶴晒木綿 中身 >



< 千羽鶴晒木綿 >

| 品コード  | 種類   | 規格（単位：cm） |    |      | 単位 | 外箱入数       |
|-------|------|-----------|----|------|----|------------|
| 84300 | 無蛍光晒 | 33 × 100  | 反切 | 無蛍光晒 | 反  | 50 反 / ケース |
| 84290 | 蛍光晒  | 33 × 100  | 反切 | 蛍光晒  | 反  | 50 反 / ケース |

●素材：綿 ●文規格（20 番手のための糸を使用した生地）

# 大人用紙おむつ



< 紙おむつ大人用 サラサラ生活 1 入 >

## 紙おむつ大人用

| 品コード  | 種類            | 規格（単位：cm） |       |         | 単位 | 外箱入数<br>【発送単位】         |
|-------|---------------|-----------|-------|---------|----|------------------------|
| 52021 | サラサラ生活 1 入    | 30 × 72   | 1 枚入  | フラットタイプ | ケ  | 100 ケ / ケース<br>【2 ケース】 |
| 92866 | ファミル 30 入 マーヤ | 30 × 72   | 30 枚入 | フラットタイプ | 個  | 6 個 / ケース<br>【5 ケース】   |

## フリーネ

## 昼安心パッド超吸収

| 品コード  | 種類   | 規格（単位：cm） |       |  | 単位 | 外箱入数      | 【発送単位】  |
|-------|------|-----------|-------|--|----|-----------|---------|
| 91187 | 51 入 | 21 × 47   | 51 枚入 |  | 個  | 5 個 / ケース | 【5 ケース】 |

## ぴったりフィット ラクラクテープ

| 品コード  | 種類     | 規格（単位：cm）       |       |  | 単位 | 外箱入数      | 【発送単位】  |
|-------|--------|-----------------|-------|--|----|-----------|---------|
| 91221 | M 20 入 | ヒップサイズ 65 ～ 120 | テープ付き |  | 個  | 4 個 / ケース | 【2 ケース】 |
| 91222 | L 17 入 | ヒップサイズ 75 ～ 135 | テープ付き |  | 個  | 4 個 / ケース | 【5 ケース】 |

## ICG 関連

### ICG デオドラントペーパー

| 品コード  | 種類      | 規格 (単位: cm) |       | 単位 | 外箱入数        |
|-------|---------|-------------|-------|----|-------------|
| 44385 | 大判 5 入  | 60×97       | 5 枚入  | 本  | 20 本 / ケース  |
| 44388 | A4 10 入 | 21×29.7     | 10 枚入 | 袋  | 100 袋 / ケース |

### ICG 蓄尿フタカバー

| 品コード  | 種類         | 規格 (単位: cm) |       | 単位 | 外箱入数       |
|-------|------------|-------------|-------|----|------------|
| 44387 | 12×15 50 入 | 12×15       | 50 枚入 | 袋  | 10 袋 / ケース |

### ICG デオドラントシート

| 品コード  | 種類     | 規格 (単位: cm) |           | 単位 | 外箱入数        |
|-------|--------|-------------|-----------|----|-------------|
| 44106 | SS 1 入 | 50×50       |           | 袋  | 100 袋 / ケース |
| 44049 | S 1 入  | 75×125      |           | 袋  | 40 袋 / ケース  |
| 44444 | M 1 入  | 125×150     |           | 枚  | 20 枚 / ケース  |
| 44395 | L 1 入  | 150×250     | クリップ 4 ケ付 | 枚  | 10 枚 / ケース  |

### ICG ポータブルトイレカバー

| 品コード  | 種類  | 規格 (単位: cm) |  | 単位 | 外箱入数       |
|-------|-----|-------------|--|----|------------|
| 44394 | 1 入 | 40×60       |  | 袋  | 30 袋 / ケース |

### ケアベスト

| 品コード  | 種類    | 規格 (単位: cm)  |             |                   | 単位  | 外箱入数  |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------------|-----|-------|
| 44447 | 30TA5 | ケアバケット 30 枚  | ケアパット 30 枚  | 消臭トラッシュバック A 5 枚付 | 箱   | 1 箱   |
| 44446 | 100   | ケアバケット 100 枚 | ケアパット 100 枚 |                   | ケース | 1 ケース |

## 看護教育教材

### インジェクションモデル



- ▶ 看護学校、看護師を目指す方のための筋肉注射・皮下注射練習セット
- ▶ 特殊樹脂構造により、リアルな感触を実現
- ▶ 内筒を引いても空気が引けてこないで、血管に刺さっていない感覚に
- ▶ 裏面が透明になっているので、針の穿刺状態を確認することが可能

| 品コード  | 種類      | 規格 (単位: cm)                                                    | 単位  | 外箱入数        |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 44332 | フルセット   | ・特殊ゲルバック 1 個<br>・表皮 1 枚<br>・ホルダー 1 個<br>・ベルト 1 本<br>・取扱説明書 1 部 | セット | 5 セット / ケース |
| 44333 | 特殊ゲルバック | ・特殊ゲルバック 1 個<br>・表皮 1 枚<br>・取扱説明書 1 部                          | 個   | 10 個 / ケース  |



MEMO

Lined area for writing a memo.



## 薬機法製品一覧

| 分類<br>(カタログアイコン)                                                                                                   | 定 義                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>医薬品</b><br>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日本薬局方（国が定めた医薬品の規格書）に収められているもの</li> <li>2. 人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされているものであって、機械器具等でないもの<br/>(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)</li> <li>3. 人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって、機械器具等でないもの<br/>(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く)</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| <b>医薬部外品</b><br>                | <p>次に掲げるものであって、人体に対する作用が緩和なもの</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次のイからハの目的で使用されるものであって、機械器具等でないもの <ol style="list-style-type: none"> <li>イ 吐き気その他の不快感または口臭もしくは体臭の防止</li> <li>ロ あせも、ただれ等の防止</li> <li>ハ 脱毛の防止、育毛または除毛</li> </ol> </li> <li>2. ねずみ、ハエ、蚊、ノミなどの防除のために使用されるものであって、機械器具でないもの</li> <li>3. 上記「医薬品の定義」2または3のうち、厚生労働大臣が指定するもの</li> </ol> <p>・ 医薬品の中で、作用が緩和で安全性が高いものについては医薬部外品に移行したものです。最近では規制緩和措置により、平成 11 年（新指定医薬部外品）と平成 16 年（新範囲医薬部外品）に移行が実施されました。</p> |
| <b>化粧品</b><br><b>(化粧水類)</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人の身体を清潔にするもの</li> <li>・ 人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変えるもの</li> <li>・ 人の皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>医療機器</b><br>                 | <p>人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等（再生医療等製品を除く）であって、政令で定めるもの</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* 参考：「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年 法律第 145 号） 第 2 条」

## 医薬品の分類

- ▶ 医療用医薬品は原則として、医師の診断によって処方される薬で、処方箋がなければ受けとることができません
- ▶ OTC医薬品は処方箋がなくても、薬局・ドラッグストアなどで薬剤師等のアドバイスのもと自らの判断で選んで購入できます
- ▶ OTC は、英語の “Over the Counter” の略で、カウンター越しに販売できる医薬品という意味です
- ▶ OTC 医薬品には「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分けられます
- ▶ 要指導医薬品は、初めて OTC 医薬品として販売されるなど、十分な注意が必要なもののことで、購入時には薬剤師から書面で説明を受けなくてはなりません  
また、原則的に本人以外はたとえ家族でも購入できないなど、厳しく管理されています

※一般用医薬品は使用目的およびリスクの強さにより以下のとおり分類されています

| 分類                      | 定義                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 第1類医薬品                  | 一般用医薬品としての使用経験が少ないものや、副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要する薬です。            |
| 第2類医薬品                  | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要する薬です。<br>またこの中で、特に注意を要するものが「指定第2類医薬品」です。 |
| 第3類医薬品<br><b>第3類医薬品</b> | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少の注意を要する薬です。                                 |

\*参考：「薬事法の一部を改正する法律（平成18年6月14日 法律第69号）」

## 医療機器の分類

医療機器

※医療機器は使用目的およびリスクの強さにより以下のとおり分類されています

| 分類               | 定義                                     |
|------------------|----------------------------------------|
| 高度管理医療機器<br>クラスⅣ | 患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結する恐れがあるもの |
| 高度管理医療機器<br>クラスⅢ | 不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの        |
| 管理医療機器<br>クラスⅡ   | 不具合が生じた場合でも人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの       |
| 一般医療機器<br>クラスⅠ   | 不具合が生じた場合でも人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの       |

\*参考：「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/>）」

（2021年3月現在）





## 薬機法製品一覧

|       | 薬事分類                       | 販売名             | 製品                  |
|-------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 医薬品   | 一般用医薬品<br>第3類医薬品<br>第3類医薬品 | サニコット MEI2      | サニコット MEI2          |
|       |                            | サニコット ME2       | サニコット ME2           |
| 医薬部外品 | 指定医薬部外品<br>医薬部外品           | デザインα2          | アメジストコットンパウチα       |
|       |                            | 大衛コットンパウチ C     | アメジストコットンパウチ E plus |
|       |                            | サニコット DX α 2    | アメジストアルコール綿α        |
|       |                            | デザインα 2         | N サニコットデザイン Cap     |
|       |                            | デザインα 2         | N サニコットデザインパウチ      |
|       |                            | サニコット DX α 2    | N サニコット DXα         |
|       |                            | サニコット EQ2       | N サニコットEQ           |
|       |                            | サニコットβα 2       | N サニコットパウチ          |
|       |                            | アルコットン Me α 2   | N アルコリーフα           |
|       | 医薬部外品<br>医薬部外品             | アメジストクレンジング EYE | 目まわりのふきとり清浄綿        |
|       |                            | アメジストクレンジングベビー  | アメジストアイコットン         |
|       |                            | アメジストファミレ清浄綿    | アメジストファミレ清浄綿        |
| 化粧品   | 化粧水類<br>化粧水類               | アメジストクレンジングコットン | クレンジングコットン          |
|       |                            | OW ハイポタオルF      | OW ハイポタオルF          |

| 薬事分類   | 一般的名称<br>JMDNコード                 | 販売名               | 製品                |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一般医療機器 | 医療ガーゼ<br>JMDNコード：13700000        | アメディーゼ            | ガーゼ               |
|        |                                  | アメディーゼ            | アメディーゼ            |
|        |                                  | アメディーゼ            | アメディーゼW           |
|        |                                  | 滅菌アメディーゼ          | トレーガーゼ（滅菌済）       |
|        |                                  | 滅菌アメディーゼ Y 字ガーゼ   | 滅菌 Y 字ガーゼ（綿糸タイプ）  |
|        |                                  | 滅菌アメジストガーゼ        | アメジストワンウェイ滅菌ガーゼ   |
|        |                                  | 滅菌アメジストガーゼ        | 滅菌ガーゼスワブ          |
|        | X線造影材入りガーゼ<br>JMDNコード：32374000   | アメディーゼ X          | アメディーゼ X          |
|        |                                  | 滅菌アメディーゼ X        | アメディーゼ X（滅菌済）     |
|        |                                  | 滅菌 10 カウントガーゼ X   | トレーカウントガーゼ X（滅菌済） |
|        |                                  | 滅菌 10 カウントガーゼ X   | 10 カウントガーゼ X（滅菌済） |
|        |                                  | 滅菌 10 カウントガーゼ X   | カウントガーゼ X（滅菌済）    |
|        |                                  | 10 カウントガーゼ X      | カウントガーゼ X         |
|        | X 線造影材入りスポンジ<br>JMDNコード：13705000 | アメディーゼ X 患部ガーゼ    | 患部ガーゼ X           |
|        |                                  | 滅菌アメディーゼ X 患部ガーゼ  | アブドーミナル X（滅菌済）    |
|        | 医療用不織布<br>JMDNコード：34655000       | ワンウェイガーゼ CW       | ワンウェイガーゼ CW       |
|        |                                  | ワンウェイガーゼアルファ      | ワンウェイガーゼα         |
|        |                                  | 滅菌ワンウェイガーゼ B      | ワンウェイガーゼ B（滅菌済）   |
|        |                                  | ワンウェイコットンガーゼ      | ワンウェイコットンガーゼ      |
|        |                                  | セコンダーゼ            | セコンダーゼ            |
|        |                                  | ワンウェイガーゼコットン 100% | ワンウェイガーゼコットン 100% |
|        |                                  | メディカルソフトガーゼ A     | メディカルソフトガーゼ       |
|        |                                  | 滅菌アメジスト不織布ガーゼ     | 滅菌ドレーンガーゼ         |
|        |                                  | 滅菌アメジスト不織布ガーゼ     | 滅菌 Y 字ガーゼ（不織布タイプ） |
|        | 綿状パッド<br>JMDNコード：32572000        | アメディーゼガーゼスワブ      | 患部ガーゼ             |
|        |                                  | アメジストメンポーガーゼ N    | メンポーガーゼ #1-B      |
|        |                                  | 滅菌アメジストメンポーガーゼ N  | メンポーガーゼ #1-B（滅菌済） |
|        | 救急絆創膏<br>JMDNコード：34864000        | アメジストパッド W        | アメジストワンタッチ滅菌パッド   |
|        | 綿状創傷被覆・保護材<br>JMDNコード：11751000   | アメジスト・ドレッシング      | アメジスト・ドレッシング（滅菌済） |

| 薬事分類                 | 一般的名称<br>JMDNコード                         | 販売名                 | 製品                                    |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 医療機器                 | 医療脱脂綿<br>JMDN コード：70975000               | アルファコットン            | 脱脂綿                                   |
|                      |                                          | アルファコットン            | 裁断綿                                   |
|                      |                                          | アルファコットン            | カクメン                                  |
|                      |                                          | アルファコットン            | ベルグメン                                 |
|                      |                                          | アルファコットン            | ベルグメン5                                |
|                      | コットンボール<br>JMDN コード：11028000             | アルファボール             | 綿球                                    |
|                      |                                          | アルファボール             | 綿球ひも付                                 |
|                      |                                          | アルファボール L           | リントレス綿球                               |
|                      |                                          | 滅菌アルファボール L         | リントレス綿球（滅菌済）                          |
|                      | 非天然ゴム製<br>検査・検診用手袋<br>JMDN コード：70976000  | アメジストニトリルグローブ       | アメジストニトリルグローブα                        |
|                      | 単回使用汎用<br>サージカルドレープ<br>JMDN コード：35531000 | 滅菌ワンウェイドレープ K       | ワンウェイオイフ・アナフ（滅菌済）                     |
|                      |                                          | 滅菌ワンウェイドレープ K       | ワンウェイソフトラミオイフ・アナフ（滅菌済）                |
|                      | 単回使用クラスI<br>処置キット<br>JMDN コード：33961001   | アメジストワンウェイ処置キット I A | アメジストワンウェイ処置キット I A<br>ドレッシングセット（滅菌済） |
| 高度管理<br>医療機器<br>医療機器 | 単回使用クラスⅢ<br>処置キット<br>JMDN コード：33961003   | アメジストワンウェイ処置用キット    | アメジストワンウェイ処置用キット<br>（外科開腹用）           |





アメジストの商品に関するお問い合わせは、下記の各営業所までご連絡ください。

|                          |                |           |                                            |                                      |
|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 本 社            | 〒534-0021 | 大阪府 大阪市 都島区 都島本通 2-3-3                     | TEL.06-6924-0495<br>FAX.06-6928-9450 |
| <input type="checkbox"/> | 東 京            | 〒112-0012 | 東京都 文京区 大塚 5-3-13<br>D's VARIE 新大塚ビル 3F    | TEL.03-5981-7180<br>FAX.03-5981-7183 |
| <input type="checkbox"/> | 札 幌            | 〒003-0006 | 北海道 札幌市 白石区 東札幌六条<br>1-2-30 札幌三信物流ビル 204 号 | TEL.011-817-3600<br>FAX.011-817-3601 |
| <input type="checkbox"/> | 仙 台            | 〒989-3124 | 宮城県 仙台市 青葉区 上愛子字<br>蛇台原 40                 | TEL.022-207-3780<br>FAX.022-207-3785 |
| <input type="checkbox"/> | 北 関 東          | 〒112-0012 | 東京都 文京区 大塚 5-3-13<br>D's VARIE 新大塚ビル 3F    | TEL.03-5981-7180<br>FAX.03-5981-7184 |
| <input type="checkbox"/> | 南 関 東          | 〒112-0012 | 東京都 文京区 大塚 5-3-13<br>D's VARIE 新大塚ビル 3F    | TEL.03-5981-7180<br>FAX.03-5981-7183 |
| <input type="checkbox"/> | 名 古 屋          | 〒454-0911 | 愛知県 名古屋市 中川区 高畑 5-207                      | TEL.052-369-4110<br>FAX.052-369-4177 |
| <input type="checkbox"/> | 大 阪            | 〒534-0021 | 大阪府 大阪市 都島区 都島本通 2-2-16                    | TEL.06-6928-7245<br>FAX.06-6928-8290 |
| <input type="checkbox"/> | 学 研 都 市        | 〒573-0102 | 大阪府 枚方市 長尾家具町 3-9-6                        | TEL.072-856-6531<br>FAX.072-850-1361 |
| <input type="checkbox"/> | 広 島            | 〒732-0068 | 広島県 広島市 東区 牛田新町 2-4-15<br>ヴェルソーヤスタ 103 号   | TEL.082-211-2166<br>FAX.082-211-2350 |
| <input type="checkbox"/> | 福 岡            | 〒812-0001 | 福岡県 福岡市 博多区 大井 2-10-18                     | TEL.092-622-8415<br>FAX.092-622-8319 |
| <input type="checkbox"/> | コンシューマ<br>事業本部 | 〒454-0911 | 愛知県 名古屋市 中川区 高畑 5-207                      | TEL.052-355-2711<br>FAX.052-355-2712 |

  
大衛株式会社

Protector of Beautiful Life

アメジスト 大衛 検索  
<https://amethyst.co.jp>

